



## Diagnostické přístroje a laryngoskopy

Značka: SKn 2012-01-02-20

Datum: 31.1.2012

Vypracoval: Stanislav Korbel

Tel: 777 126 388

Obsah:

<b>Diagnostické přístroje a laryngoskopy .....</b>	<b>1</b>
Obsah: .....	1
Otoskopy .....	2
Laryngoskopy .....	4
Cenové katalogy ke stažení .....	8

Přístroje označené tlačítkem



si můžete zakoupit v našem e-shopu:

**e-shop**  
**MEDISET # CHIRONAX**

[www.mediset.cz/eshop](http://www.mediset.cz/eshop)

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line,  
stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.



Firma Mediset - Chironax s.r.o. ujišťuje, že na výrobky uvedené v této nabídce bylo vydáno prohlášení o shodě, a že splnila ohlašovací povinnosti v souladu se zák. 123/2000 Sb. včetně souvisejících změn a doplňků.

IČO: 48200417, DIČ: CZ48200417, Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, číslo účtu 0012209493/0300,  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 2429, datum registrace 16.12.1992.  
Firma je registrována u firmy EKO-KOM, a.s., pod registračním číslem EK-F00024621

## Otoskopy



Kat. číslo 670000

### Otoskop z plastu

Bateriový tužkový otoskop s normálním zdrojem světla - klasická žárovka.

Odklápečí zvětšovací čočka 2,5x

7 ks náhradních zrcátek.

Držák otoskopu a hlavice je vyrobena z plastu v modré barvě.

Otoskop dodáváme v modrém textilním pouzdře se suchým zipem.

Napájení - 2x tužková baterie (AA) není součástí dodávky.

Kat. číslo	Název předmětu	Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
670000	<b>Otoskop z plastu</b>  <a href="http://www.mediset.cz/eshop/diagnosticke-pristroje/365-otoskop-bateriov-y-s-normalnim-svetlem-670000.html">http://www.mediset.cz/eshop/diagnosticke-pristroje/365-otoskop-bateriov-y-s-normalnim-svetlem-670000.html</a>	1.091,00 Kč	14%	1.243,70 Kč



Kat. číslo 672065

### Otoskop

Bateriový tužkový otoskop s normálním zdrojem světla - klasická žárovka.

Odklápečí zvětšovací čočka 4x

3 ks náhradních zrcátek - prům. 2, 3 a 4 mm.

Regulace intenzity světla pomocí otočného reostatu.

Svorka pro pneumatickou otoskopii.

Držák otoskopu a hlavice je vyrobena z leštěné oceli.

Otoskop dodáváme v černém textilním pouzdře se suchým zipem.

Napájení - 2x baterie vel. C - není součástí dodávky.

Kat. číslo	Název předmětu	Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
672065	<b>Otoskop bateriový s normálním světlem</b>  <a href="http://www.mediset.cz/eshop/diagnosticke-pristroje/364-otoskop-bateriov-y-s-normalnim-svetlem-672065.html">http://www.mediset.cz/eshop/diagnosticke-pristroje/364-otoskop-bateriov-y-s-normalnim-svetlem-672065.html</a>	1.181,80 Kč	14%	1.347,30 Kč



Kat. číslo 660019

**Otoskop**

Bateriový otoskop s vláknovou optikou a xenon-halogenovým zdrojem světla.

Velký průzor se zvětšovací sklem 3x s možností odklopení.

Zdroj světla je veden vláknovou optikou - studené světlo na konci nástroje.

Z otoskopu vystupuje intenzivní homogenní světelný svazek.

Držák otoskopu vyroben z kvalitního černého plastu s matnými kovovými doplňky.

Součástí otoskopu je 8 ks výměnných zrcátek:

- 2x prům. 2,4 mm, 2x prům 3mm, 2x prům. 4 mm, 2x prům. 5 mm.

Otoskop je dodáván v elegantním černém plastovém pouzdře.

K otoskopu dodáváme 2 ks alkalických baterií AA zdarma.

Kat. číslo	Název předmětu	Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
660019	<b>Otoskop bateriový s vláknovou optikou</b>  <a href="http://www.mediset.cz/eshop/diagnosticke-pristroje/363-otoskop-bateriový-s-vláknovou-optikou-660019.html">http://www.mediset.cz/eshop/diagnosticke-pristroje/363-otoskop-bateriový-s-vláknovou-optikou-660019.html</a>	2.045,50 Kč	14%	2.331,90 Kč



Kat. číslo 660001

**Sada náhradních zrcátek k otoskopům model 660019 a 670000.**

Set obsahuje celkem 12 ks zrcátek těchto velikostí:

3x prům. 2,4 mm

3x prům. 3 mm

3x prům. 4 mm

3x prům. 5 mm

Kat. číslo	Název předmětu	Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
660001	<b>Sada náhradních zrcátek k otoskopům</b>  <a href="http://www.mediset.cz/eshop/diagnosticke-pristroje/366-sada-nahradnich-zrcatek-k-otoskopum.html">http://www.mediset.cz/eshop/diagnosticke-pristroje/366-sada-nahradnich-zrcatek-k-otoskopum.html</a>	227,30 Kč	14%	259,10 Kč

## Laryngoskopy



Nabízené laryngoskopy Welch Allyn poskytují záruku kvalitního provedení přístroje s dlouhou životností a vysokým stupněm designu.

Nabízíme 3 typy laryngoskopů:

- Laryngoskopy standardní s halogenovým osvětlením
- Laryngoskopy s vláknovou optikou (Fiber Optic – studené světlo) a HPX osvětlením
- Laryngoskopy jednorázové




Halogenová žárovka

Xenonová žárovka

Všechny laryngoskopy Welch Allyn s vláknovou optikou jsou konstruovány jedním kusem antikorózní oceli, což zaručuje pevnější a odolnější provedení přístroje. Odnímatelný světlovod v laryngoskopické hlavici (žárovka je umístěna v rukojeti) vylučuje možnost poškození a znečištění a tím jsou zabezpečeny lepší podmínky pro údržbu laryngoskopu a je zaručena jeho dlouhá životnost.

Kombinací vláknové optiky s naší novou technologií osvětlení HPX (patent fy Welch Allyn) získáváte o 30% jasnější a bělejší osvětlení zorného pole než u klasické halogenové žárovky. Svítivost žárovky se dobou používání nesnižuje.



Rozebíratelný a snadno opravitelný design Welch Allyn lžíce jsou unikátní pro svou možnost obnovení. Světlovod je možné objednat zvlášť jako náhradní díl.



MacIntosh

English MacIntosh

Miller

**Welch Allyn**

### Laryngoskopické rukojeti:



Laryngoskopické rukojeti dodáváme  
bateriové nebo nabíjecí.

Nabíječky jsou stolní  
nebo formou transformátoru  
přímo do zásuvky



### Přehled laryngoskopických lžic:

<p>MacIntosh lžice</p>	Kat. číslo	Číslo lžice	Délka lžice	Výška lžice	Šířka konce lžice	Hmotnost lžice
	80069061	1	89 mm	22 mm	11 mm	38 g
	80069062	2	108 mm	20 mm	9 mm	44 g
	80069063	3	126 mm	27 mm	15,5 mm	71 g
	80069064	4	160 mm	29 mm	19 mm	89 g
<p>E-MacIntosh lžice</p>	Kat. číslo	Číslo lžice	Délka lžice	Výška lžice	Šířka konce lžice	Hmotnost lžice
	80069211	1	95 mm	35 mm	10 mm	34 g
	80069212	2	116 mm	39 mm	14 mm	51 g
	80069213	3	135 mm	38 mm	16 mm	68 g
	80069214	4	156 mm	42 mm	16 mm	82 g
<p>Miller lžice</p>	Kat. číslo	Číslo lžice	Délka lžice	Výška lžice	Šířka konce lžice	Hmotnost lžice
	80068065	00	62 mm	7,5 mm	11 mm	26,8 g
	80068060	0	78 mm	8 mm	12,2 mm	34 g
	80068061	1	105 mm	8 mm	13,5 mm	43 g
	80068062	2	158 mm	10 mm	15 mm	71 g
	80068063	3	198 mm	11 mm	17,5 mm	88 g
	80068064	4	208 mm	13 mm	20 mm	105 g




Kat. číslo	Název předmětu		Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
	<b>Laryngoskopy s vláknovou optikou Welch Allyn USA</b>				
800069061/2/3/4	<b>Fiber Optic laryngoskopická lžice MacIntosh</b> (velikosti 1 – 4)		2.485,00 Kč	14%	2.832,90 Kč
800068061/2/3/4	<b>Fiber Optic laryngoskopická lžice Miller</b> (velikosti 1 – 4)		2.485,00 Kč	14%	2.832,90 Kč
800068060	<b>Fiber Optic laryngoskopická lžice Miller</b> č.0		2.485,00 Kč	14%	2.832,90 Kč
800068065	<b>Fiber Optic laryngoskopická lžice Miller</b> č.00		2.670,00 Kč	14%	3.043,80 Kč
800071142	<b>Stolní nabíječka pro 2 rukojeti</b> s indikátorem nabíjení		5.831,00 Kč	14%	6.647,30 Kč
800060713	<b>Nabíjecí rukojeť s HPX xenonovu žárovkou</b> do stolní nabíječky		4.535,00 Kč	14%	5.169,90 Kč
800060813	<b>Bateriová rukojeť</b> - 2 velké monočlánky		3.023,00 Kč	14%	3.446,20 Kč
800060814	<b>Úzká bateriová rukojeť</b> - 2 tužkové baterie		3.023,00 Kč	14%	3.446,20 Kč

- Kombinací vláknové optiky s novou technologií osvětlení HPX (patent fy Welch Allyn) získáváte o 30% **jasnější a bělejší osvětlení** zorného pole než u klasické halogenové žárovky.
- **Svítilivost** žárovky se dobou používání **nesnižuje**.
- Welch Allyn lžice jsou unikátní pro svou možnost **jednoduché výměny světlovodu vláknové optiky**.

MEDISET  
CHIRONAX

**Termín dodání:** cca 2 - 4 týdny od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy

**Platební podmínky:** Ceny jsou kalkulovány pro platbu v hotovosti, předplatbou bankovním převodem nebo na dobírku.

**Předání zboží:** osobní odběr nebo je možné zaslat pomocí dopravců  **EPPL** Česká pošta  **TOPTRANS** PROFESSIONAL PARCEL LOGISTIC

Ceník dopravy: [http://www.mediset.cz/obrazky/download/www\\_mediset\\_cz-Cenik\\_dopravy.pdf](http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf)

**Záruční podmínky:** 24 měsíců od dodání na materiál a výrobní vady (není-li uvedeno jinak)

**Záruční i pozáruční servis zajišťuje:** servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích  
Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství  
byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované.

**Kontroly a BTK:** Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti,  
na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) dle zákona 123/2000 Sb.

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu [www.mediset.cz/eshop](http://www.mediset.cz/eshop).

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu [objednavky@mediset.cz](mailto:objednavky@mediset.cz)

**Platnost nabídky:** 60 dnů nebo do vydání nového ceníku.























**Leasing:** možnost leasingu od pořizovací ceny 40.000,00 Kč.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách [www.mediset.cz/download/](http://www.mediset.cz/download/)

## Cenové katalogy ke stažení

### Produkty

 <b>Katalog Ambu</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf</a>	- Anesteziologické a resuscitační přístroje a pomůcky - Ambuvak - Ruční křísící přístroj - AmbuMatic - automatický resuscitační přístroj - Kardiopumpa pro vnější srdeční masáž - Ambu odsávačky - Twin pumpa - Dýchací ochranné roušky - Life Key	- Resuscitační masky Res-Cue - Obličejové masky - Laryngeální masky - PEEP ventil - Krční fixační límce - PerFit Ace - Intubační treňažer - Ekg elektrody Blue Senzor	- Figuríny a treňažery - Uniman a Multiman, - Baby manekýn, Ambuman, - Defibrilační treňažer - Tréninkové systémy - Cardiac Care Trainer, - I.V. treňažer
 <b>Anesteziologie</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf</a>	- Nebulizátory	- Anesteziologické hadice	- Anesteziologické přístroje
 <b>Antidekubitní matrace a Pomůcky pro hygienu</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Antidekubitni_matrace.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Antidekubitni_matrace.pdf</a>	- Matrace antidekubitní - Pasivní antidekubitní podložky	- Pomůcky pro přesun pacienta	Pomůcky pro hygienu - Koupací vana nafukovací - Bazének na mytí hlavy nafukovací
 <b>Defibrilátory</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Defibrilátor MEDUCORE Easy	- Defibrilátory Primedic™	
 <b>Desinfektory Meiko</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Čističí a desinfekční automat MEIKO	- Meiko Top Topic 2	- Meiko TopLine
 <b>Diagnostické přístroje - otoskopy</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Diagnosticke_pristroje.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Diagnosticke_pristroje.pdf</a>	- Otoskopy		
 <b>EKG</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Třikanálové - Šestikanálové	- Dvanáctikanálové	- Spirometrie - Monitory
 <b>Germicidní a baktericidní svítidla a zářiče</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf</a>	- Germicidní zářiče - obýčejné prostředí - Germicidní zářiče - vlhké prostředí - Germicidní zářiče uzavřené s ventilátorem	- Germicidní trubice - Germicidní trubice - netřítivá	- Spínací digitální hodiny - Důležité informace k používání germicidních lamp
 <b>Glukometry - měřiče cukru v krvi</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf</a>	- Glukometr MediSense - Testovací proužky - Lancetky (jehličky)		- Bezplatná výměna glukometru
 <b>Resuscitační soupravy pro první pomoc - Helper</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Helper.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Helper.pdf</a>			
 <b>Infúzní pumpy - lineární dávkovače</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy.pdf</a>	Infúzní pumpa - Alaris Asena GW - nástupce infúzní pumpy IVAC	Lineární dávkovače - Alaris Asena GH PLUS	
 <b>Infúzní stojany</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_stojany.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_stojany.pdf</a>	- Infúzní stojan pojízdný - Infúzní stojan pevný	- Infúzní stojan - nasazovací do držáku hrazdy - Infúzní stojan teleskopický	
 <b>Inhalátory</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Inhalatory.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Inhalatory.pdf</a>	- Ultrazvukové - Kompresorové		
 <b>Míče na cvičení, molitanové míčky, masážní míčky - ježci</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mice_cvicebni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mice_cvicebni.pdf</a>	- Míč na cvičení - Masážní míčky (ježci)	- Masážní molitanové míčky - Hustilka	
 <b>Motodlahy Artromot</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Motodlahy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Motodlahy.pdf</a>	- Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha kolenního kloubu - Motodlaha ramenního kloubu	- Aktivní bezmotorová dlahy kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha loketního kloubu	- Motodlaha hlezenního kloubu - Motodlaha prstů včetně palce - Motodlaha zápěstí
 <b>Odsávačky ambulanti</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_ambulantni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_ambulantni.pdf</a>	- Ambulantní odsávačky přenosné - Ambulantní odsávačky akumulátorové		
 <b>Odsávačky chirurgické Medela</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf</a>	- Medela Basic 30 - Medela Dominant 50	- Medela Clario - Medela Vario	- MedelaVak - jednorázový odsávací vak - Odsávací láhve a víčka
 <b>Oxymetry pulzní</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf</a>	- Oxymetry stolní Nonin - Oxymetry přenosné Nonin	- Oxymetry prstové Nonin - Prstový oxymetr Heal Force®	- Oxymetry MedAir - Kapnometr MedAir
 <b>Postele a lůžka</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Postele_a_luzka.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Postele_a_luzka.pdf</a>	- Polohovací postele mechanické, - Polohovací postele elektrické, - Polohovací postele dětské,	- Polohovací nemocniční lůžka - Noční stoly - dřevěné, kovové, - Matrace - Polštáře a příkrývky	- Dětské, kojenecké a novorozenecké postýlky - Křesla odpočinková a pro kardiaky - Jídelní stoly
 <b>Redukční ventily</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf</a>	- Redukční ventily - Průtokoměry a zvlhčovače, - Kyslíková terapie,	- Regulátory podtlaku (odsávačky) - Kyslíkové masky a brýle - Hadice medicijní tlakové,	- Rychlospojky, nástavce, - Koncentrátory kyslíku
 <b>Rehabilitační přístroje + Vodolčba - vany</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Elektroléčebné přístroje - Terapeutické ultrazvuky - Terapeutické lasery - Vakuová jednotka	- Hydrocolon - Parafínová lážeň - Skotské stříky	- Celotělové masážní vany - Vany pro masáž horních končetin - Vířivá vana pro dolní končetiny - Porodnická vana
 <b>Solné čisticí přístroje</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Solne_cisticky.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Solne_cisticky.pdf</a>	- Domácí solné jeskyně - Léčba pomocí soli z Karpatkých solných dolů		- Salin Plus - Salin S2

	<b>Sterilizátory horkovzdušné a teplotní technika</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sterilizátor Stericell</li> <li>- Sterilizátor Titanox</li> <li>- Sterilizátor Panacea</li> </ul>	- Laboratorní inkubátory, termostaty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecozell</li> <li>- Incucell</li> <li>- Verticell</li> <li>- Durocell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friocell</li> <li>- Vacucell</li> <li>- Climacell</li> <li>- Co2cell</li> </ul>
	<b>Sterilizátory parní</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_parni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_parni.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sterident</li> <li>- Sterimat</li> <li>- Sterilab</li> </ul>	- Unisteri		
	<b>Stolky, vozíky, zástěny, schůdky, židličky</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schůdky jednostupňové, dvoustupňové</li> <li>- Zástěny jednořadné, dvouradné, trojřadné</li> <li>- Vozíky a stolky víceúčelové,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Židličky</li> <li>- Vozíky na sběr špinavého prádla</li> <li>- Vozíky pro ležící pacienty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Křesla přepravní</li> <li>- Vozík na zemřelé</li> </ul>	
	<b>Stoly operační Ramed</b> nabídku zašleme na vyžádání - <a href="mailto:info@mediset.cz">info@mediset.cz</a>	- Univerzální operační stoly	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S výměnnou pracovní deskou</li> <li>- S plovoucí deskou</li> </ul>		
	<b>Stoly rehabilitační a masážní Jordan</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitační stoly</li> <li>- Masážní stoly</li> <li>- Masážní gymnastické lůžko</li> <li>- Stoly elektrické</li> <li>- Stoly hydraulické</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyšetřovací terapeutická lehátka</li> <li>- Trakční stůl</li> <li>- Osteopatické lehátko</li> <li>- Vojtův stůl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transfúzní křesla</li> <li>- Gynekologické stoly</li> <li>- Vertikalizační stůl</li> <li>- Skládací stůl</li> <li>- Skládací přenosné masážní židle</li> </ul>	
	<b>Světloléčba - Biolampa polarizační</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svetlolecba-Biolampa.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svetlolecba-Biolampa.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biolampa polarizační</li> <li>- Léčba světlem</li> </ul>			
	<b>Svítilna vyšetřovací</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svitidla.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svitidla.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svítilna operační Martin</li> <li>- Svítilna vyšetřovací Martin (ceny pouze na vyžádání konkrétního modelu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svítilna vyšetřovací LHH</li> <li>- Čelní operační a vyšetřovací diodová svítilna</li> </ul>		
	<b>Systém intraoperačního ohřevu</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyhřívací podušky pro pacienty</li> <li>- Bair Hugger</li> </ul>			
	<b>Toaletní program</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Toaletni_program.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Toaletni_program.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomůcky do vany</li> <li>- sedačky do vany,</li> <li>- sedačky do sprchy,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chodítka,</li> <li>- Vanový zvedák Aqua Joy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klozetová křesla a nástavce,</li> <li>- Toaletní křesla,</li> <li>- zkracovače</li> </ul>	
	<b>Tonometry, fonendoskopy, teploměry, tens, tukoměry, krokoměry</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Tonometry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Tonometry.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tlakoměry, měřiče tlaku</li> <li>- Digitální měřiče krevního tlaku a pulsu pro lékaře i pro domácí použití</li> <li>- Beztlučkové tonometry</li> <li>- Hodínkové - anerooidní tonometry</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonendoskopy</li> <li>- Porodnické stetoskopy</li> <li>- Tukoměry,</li> <li>- digitální váhy s měřením tuku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teploměry bezkontaktní</li> <li>- Teploměry,</li> <li>- TENS přístroje,</li> <li>- Krokoměry</li> </ul>	
	<b>Váhy Seca</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lékařské váhy kojenecké</li> <li>- Digitální váhy</li> <li>- Mechanické váhy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lékařské váhy sloupkové</li> <li>- Výškoměry</li> <li>- Měřítka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedačkové váhy</li> <li>- Postelové váhy</li> </ul>	
	<b>Záchraný systém</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakuové fixační dlahy</li> <li>- Vakuové matrace</li> <li>- Transportní vyprošťovací plachty</li> <li>- Transportní dělitelná nosítka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zádová vyprošťovací dlahy</li> <li>- Závěsný vak pod helikoptéru</li> <li>- Zdravotnická nosítka</li> <li>- Vaky pro zemřelé</li> <li>- Lehká deka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohotovostní a záchranné rucksaky</li> <li>- Kufry a tašky na obzavový materiál</li> <li>- Lékařské kufry</li> <li>- Záchraná fólie</li> <li>- Fixační dlahy s možností extenze</li> </ul>	

## Služby

	<b>Náklady na expedici, ceník dopravy zboží</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf</a>		
	<b>Pronájem lůžek Linet</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-pronajem_luzek.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-pronajem_luzek.pdf</a>	- Lůžko Termo Plus a antidekubitní matrací	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Novorozenecká postýlka Mimi</li> <li>- Křeslo Komfort 04</li> </ul>
	<b>Glukometry - měřiče cukru v krvi</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf</a>	- Bezplatná výměna starých a nefunkčních glukometrů za nový typ glukometru MediSense	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informace pro pojištěnce</li> <li>- testovací proužky - úhrada VZP</li> </ul>
	<b>Postup při předepisování pomůcky na poukaz</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf</a>		- Návod pro pojištěnce

Přístroje označené tlačítkem si můžete zakoupit v našem e-shopu:

**e-shop**  
**MEDISET # CHIRONAX**  
<http://www.mediset.cz/eshop>

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line, stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.