



Glukometry - měřiče cukru v krvi

Značka: SKn 2012-01-18-15

Datum: 3.5.2012

Vypracoval: Stanislav Korbel

Tel: +420 777 126 388

Obsah:

Glukometry - měřiče cukru v krvi	1
Obsah:	1
Bezplatná výměna glukometru.....	2
Glukometr FreeStyle Optium.....	3
Glukometr FreeStyle Optium.....	4
Glukometr FreeStyle Optium.....	7
Glukometr Freestyle Freedom	8
Certifikát Abbott	11
Informace pro pojištěnce.....	12
Cenové katalogy ke stažení	13

Přístroje označené tlačítkem



si můžete zakoupit v našem e-shopu:

e-shop
MEDISET # CHIRONAX

www.mediset.cz/eshop

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line,
stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.

Provádíme bezplatnou výměnu všech typů starých a nefunkčních glukometrů za nový glukometr FreeStyle Optium

Tato akce trvá do odvolání.



Firma Mediset - Chironax s.r.o. ujišťuje, že na výrobky uvedené v této nabídce bylo vydáno prohlášení o shodě, a že splnila ohlašovací povinnosti v souladu se zák. 123/2000 Sb. včetně souvisejících změn a doplňků.

IČO: 48200417, DIČ: CZ48200417, Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, číslo účtu 0012209493/0300,
Firma je zapsána v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 2429, datum registrace 16.12.1992.
Firma je registrována u firmy EKO-KOM, a.s., pod registračním číslem EK-F00024621

Bezplatná výměna glukometru

Provádíme bezplatnou výměnu všech typů starých a nefunkčních glukometrů za nový glukometr FreeStyle Optium.

V sadě na výměnu je obsaženo:
10 lancetek na píchnutí krve
10 testovacích proužků.

Tato akce trvá do odvolání.



Výměnu glukometru můžete provést dvěma způsoby:

za první osobně

- přinesete si k nám svůj starý přístroj a my Vám jej zdarma vyměníme za nový FreeStyle Optium.

a za druhé poštou

- svůj starý glukometr k nám pošlete poštou a my Vám obratem zašleme zpět nový přístroj.

- V tomto případě si naúčtujeme 180 Kč za poštovné (cena dobírky).



Balení obsahuje:

- Přístroj FreeStyle Optium
- ochranné pouzdro na přístroj
- 10 proužků MediSense Optium
- 1 kalibrační proužek
- Autolanceta k odběru krve
- 10 ks lancetek
- Návod k použití v českém jazyce
- přístroj je již nastaven pro použití
- registrační kartičku s doživotní zárukou

Pamatujte při objednávce:


Do tohoto přístroje se používají **testovací proužky FreeStyle Optium**

BEZ KALIBRACE (od roku 2012)

Balení 50ks za 700 Kč

Balení 25ks za 350 Kč.

Doba měření 5 sekund.



Glukometr FreeStyle Optium



ABBOT
DIABETES CARE



Glukometr FreeStyle Optium

Kat. číslo: 2004.0021 - **Glukometr FreeStyle Optium Set**
(náhrada za přístroj MediSense Optium Xceed Set)

Balení obsahuje:

- Přístroj FreeStyle Optium
- ochranné pouzdro na přístroj
- 10 proužků **FreeStyle Optium**
- Autolanceta k odběru krve
- 10 ks lancetek
- Návod k použití v českém jazyce
- přístroj je již nastaven pro použití
- registrační kartičku s doživotní zárukou


- Lehký, anatomicky tvarovaný
- Snadné ovládání pomocí tří tlačítek
- Velké, jasně čitelné názorné symboly
- podsvícený displej
- automatický start
- zvukový signál (nastavitelný)
- 450 výsledků v paměti
- zobrazuje průměry 7, 14 a 30 dní

- BEZ KALIBRACE

- možný pohyb s přístrojem během měření
- možnost volby - nanesení krve shora či koncem proužku
- měření započne až po nanesení dostatečného množství krve
- možnost nanesení druhé kapky krve do 30 sec.
- přístroj zobrazí **výsledek do 5 sekund**
- odstínění vlivu léků, metabolitů a vitamínů
- zobrazení výsledku měření s datem a časem

- doživotní záruka na přístroj

Doživotní záruka platí pod podmínkou, že si zákazník vyplní registrační kartičku, podepíše a pošle na adresu společnosti Abbott nebo Mediset-Chironax.



měří glykémii i ketonémii



Hradí plně VZP, kód 11/0085337

- s razítkem revizního lékaře

Více informací o postupu při předepisování pomůcky na poukaz najdete zde:

http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf


Postup měření:




1. krok
Do přístroje zasunete testovací proužek.
Přístroj se sám zapne.



2. krok
Nanesete kapku krve na konec testovacího proužku.




Testovací proužek si sám nasaje potřebné množství krve.



V případě nedostatku krve, můžete přidat do 30 sekund další kapku.

Testovací proužky FreeStyle Optium
do glukometru FreeStyle Optium a Optium Xceed



BEZ KALIBRACE

- Krabička obsahuje 25 nebo 50 ks testovacích proužků
- **BEZ KALIBRACE** (od roku 2012)
- Třetí spouštěcí elektroda kontroluje, zda je nanesené množství krve dostatečné – nedochází ke znehodnocení proužků
- Možnost dokápnutí druhé kapky krve do 30 sekund
- Malý vzorek krve, pouze 1,5 µl
- Možnost volby nanesení kapky krve shora nebo koncem testovacího proužku
- Velká aplikační plocha umožňuje snadné nanášení a kontrolu velikosti vzorku krve
- Jednotlivě balené testovací proužky ve fólii jsou chráněny před vnějšími vlivy



Kat. číslo: 2004.0012
Testovací proužky FreeStyle Optium - 50 ks



Hradí plně VZP, kód 11/0085191
(viz informace pro pojištěnce - níže v textu)
- bez razítka revizního lékaře



Více informací o postupu při předepisování pomůcky na poukaz najdete zde:
http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf

Kat. číslo: 2004.0013
Testovací proužky FreeStyle Optium - 25 ks



Hradí plně VZP, kód 11/0085263
(viz informace pro pojištěnce - níže v textu)
- bez razítka revizního lékaře



Kat. číslo: 2004.0007
Sada jehliček k autolancetě – 50 ks
krabička obsahuje 50 ks jehliček



Hradí plně VZP, kód 11/0085273
(100 ks na rok - viz informace pro pojištěnce - níže v textu)
- bez razítka revizního lékaře



Kat. číslo: 2004.0008
Autolanceta
Odběrové pero Easy Touch

- krabička obsahuje autolancetu
- 50 ks jehliček
- Pevné a odolné
- Minimální bolest:
- 8 úrovní hloubky vpichu
- Tichý mechanismus
- Možné použití pro měření z alternativních míst



Hradí plně VZP, kód 11/0085340
- bez razítka revizního lékaře



Kat. číslo: 2004.0014
Testovací proužky do glukometru FreeStyle Optium a Optium Xceed
β-ketone - na testování ketonémie
krabička obsahuje 10 ks

- **BEZ KALIBRACE** (od roku 2012)



Hradí plně VZP, kód 11/0085154
- bez razítka revizního lékaře

Kat. číslo	Název předmětu	Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
	Glukometr FreeStyle Optium (USA)			
2004.0021	<p>Glukometr FreeStyle Optium Set - Doživotní záruka - BEZ KALIBRACE</p> <p> Kód VZP 11/0085337 - plně hradí VZP</p> <p>http://www.mediset.cz/eshop/glukometry/129-glukometr-medisense-optium-xceed.html</p>	4.385,90 Kč 876,30 Kč	14% 14%	5.000,00 Kč 999,00 Kč
	Příslušenství ke glukometrům FreeStyle Optium a MediSense Optium Xceed			
2004.0012	<p>Testovací proužky FreeStyle Optium - 50 ks do glukometru FreeStyle Optium a Optium Xceed - BEZ KALIBRACE</p> <p> Kód VZP 11/0085191 - hradí VZP 400,00 Kč - (viz informace pro pojištěnce - níže v textu)</p> <p>http://www.mediset.cz/eshop/glukometry/131-testovaci-prouzky-do-glukometru-optium-50.html</p>	614,00 Kč 350,87 Kč	14% 14%	700,00 Kč 400,00 Kč
2004.0013	<p>Testovací proužky FreeStyle Optium - 25 ks do glukometru FreeStyle Optium a Optium Xceed - BEZ KALIBRACE</p> <p> Kód VZP 11/0085263 - hradí VZP 350,00 Kč - (viz informace pro pojištěnce - níže v textu)</p> <p>http://www.mediset.cz/eshop/glukometry/132-testovaci-prouzky-do-glukometru-optium-25.html</p>	307,00 Kč 175,43 Kč	14% 14%	350,00 Kč 200,00 Kč
2004.0008	<p>Autolanceta - Odběrové pero Easy Touch + 50 ks lancet (jehliček) - hrot k odběru krve</p> <p> kód VZP 11/0085340 - plně hradí VZP 250,00 Kč</p>	350,00 Kč	14%	399,00 Kč
2004.0007	<p>Sada 50 ks lancet k autolancetě (jehliček k odběrovému peru)</p> <p> Kód VZP 11/0085273 - hradí VZP 137,00 Kč - (100 ks na rok)</p> <p>http://www.mediset.cz/eshop/glukometry/133-lancetky-pro-optium-xceed-50-ks.html</p>	120,20 Kč	14%	137,00 Kč
2004.0014	<p>Testovací proužky - 10 ks - do glukometru FreeStyle Optium a Optium Xceed β-ketone - na testování ketonémie - BEZ KALIBRACE</p> <p> Kód VZP 11/0085154 - plně hradí VZP 750,00 Kč</p>	657,90 Kč	14%	750,00 Kč

Glukometr FreeStyle Optium



ABBOT
DIABETES CARE



Glukometr Freestyle Freedom



Kat. číslo: 2004.0031 - **Glukometr Freestyle Freedom - model 2009**

Tato sada obsahuje:

- glukometr FreeStyle Freedom
- 10 testovacích proužků
- 10 lancet + autolancetu
- pouzdro, český návod
- nástavec AST
- registrační kartu pro doživotní záruku

- **Technologie:** BIOSENZOR (elektrochemická metoda)
- **Vzorek:** plná kapilární krev
- **Velikost vzorku:** 0,3 μ l
- **Doba měření:** 5 vteřin
- **Jednotky měření:** mmol/l
- **Rozsah měření:** 1,1–27,8 mmol/l
- **Kalibrace** plazmový ekvivalent
- **Nastavení kalibračního kódu** tlačítkem
- **Možnost měření z alternativních míst** ANO
- **Paměť** 250
- **Průměry hodnot** 14 dní
- **Připojení k PC** ANO
- **Start** automatické po vložení proužku
- **Vypnutí** automatické po 2 minutách
- **Displej** čísla 2 cm, nepodsvícený
- **Rozměry (š / d / v) v cm** 5,1 / 8,4 / 1,9
- **Hmotnost v gramech** 40
- **Nastavení času** ANO
- **Napájení** 1 ks CR 2032
- **Životnost baterie** 1000 (1 rok při měření 3x denně)
- **Kód VZP - Úhrada VZP** NE / 999 Kč
- **Určení diabetici** 1. a 2. typu
- **Výrobce** Abbott Diabetes Care Inc.
- **záruka: doživotní při platné registraci**

Doživotní záruka platí pod podmínkou, že si zákazník vyplní registrační kartičku, podepíše a pošle na adresu společnosti Abbott nebo Mediset - Chironax.



Kat. číslo: 2004.0032

Testovací proužky do glukometru Freestyle Freedom
krabička obsahuje **50 ks**



Hradí plně VZP, kód 11/0085749

- bez razítka revizního lékaře
(viz informace pro pojištěnce - níže v textu)

Více informací o postupu při předepisování pomůcky na poukaz najdete zde:
http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf

Kat. číslo: 2004.0033

Testovací proužky do glukometru Freestyle Freedom
krabička obsahuje **100 ks**









Hradí plně VZP, kód 11/0085188

- bez razítka revizního lékaře
(viz informace pro pojištěnce - níže v textu)

Více informací o postupu při předepisování pomůcky na poukaz najdete zde:
http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf

- **Balení:** Tuba 50 ks nebo 100 ks proužků
- **Samonasávání:** Ano. Měření se spustí až při dostatečném vzorku krve, možnost dodatečného nanesení krve do 60 vteřin.
- **Nanášení vzorku krve:** koncem proužku buď z levé nebo pravé strany
- **Doba měření:** 5 vteřin
- **Vzorek:** plná kapilární nebo plná venózní krev
- **Velikost vzorku:** 0,3 mikrolitru (μ l)
- **Rozmezí měření:** 1,1–27,8 mmol/l
- **Kalibrace proužků:** kódem
- **Možnost měření z alternativních míst:** ano - dlaně, paže, předloktí, stehno, lýtko

Kat. číslo	Název předmětu		Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
	Glukometr Freestyle Freedom				
2004.0031	Glukometr Freestyle Freedom - model 2009 - <i>Doživotní záruka</i> 		876,30 Kč	14%	999,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/glukometry/231-glukometr-freestyle-freedom.html				
2004.0032	Testovací proužky do glukometru Freestyle Freedom - krabička obsahuje 50 ks ⚠ Kód VZP 11/ 0085749 - hradí VZP 700,00 Kč - (viz informace pro pojištěnce - níže v textu) 		614,00 Kč	14%	700,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/glukometry/232-testovaci-prouzky-do-glukometru-freestyle-freedom-50.html				
2004.0033	Testovací proužky do glukometru Freestyle Freedom - krabička obsahuje 100 ks ⚠ Kód VZP 11/ 0085188 - hradí VZP 1.400,00 Kč - (viz informace pro pojištěnce - níže v textu) 		1.228,10 Kč	14%	1.400,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/glukometry/233-testovaci-prouzky-do-glukometru-freestyle-freedom-100.html				

MEDISET
CHIRONAX

Termín dodání: cca 2 - 4 týdny od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy

Platební podmínky: Ceny jsou kalkulovány pro platbu v hotovosti, předplatbou bankovním převodem nebo na dobírku.

Předání zboží: osobní odběr nebo je možné zaslat pomocí dopravců  **EPPL** Česká pošta **TOPTRANS** PROFESSIONAL PARCEL LOGISTIC

Ceník dopravy: http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf

Záruční podmínky: 24 měsíců od dodání na materiál a výrobní vady (není-li uvedeno jinak)

Záruční i pozáruční servis zajišťuje: servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích

Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované.

Kontroly a BTK: Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti, na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) dle zákona 123/2000 Sb.

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu www.mediset.cz/eshop.

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu objednavky@mediset.cz


Platnost nabídky: 60 dnů nebo do vydání nového ceníku.

Leasing: možnost leasingu od pořizovací ceny 40.000,00 Kč.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách www.mediset.cz/download/

Certifikát Abbott




CERTIFIKÁT

Jméno: MEDISET-CHIRONAX s.r.o.

Pracoviště: ČESKÉ BUDĚJOVICE

tento dokument je dokladem
úspěšného absolvování školení
produktů divize Abbott Diabetes Care


Prodej, Servis, Kontrola




Dne 7.6.2007



Jitka Balánová - Instruktor



Ludmila Štajnerová
Product Manager



MUDr. Iveta H. Melíšková
Sales & Marketing Manager

Abbott Laboratories s.r.o.
Hadovka Office Park, Evropská 2590/33d 160 00, Praha 6



Informace pro pojištěnce

Hrazení testovacích proužků pojišťovny

Podle zákona č. 123/2005 Sb., kterým se měnil zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, a po dohodě VZP ČR s Odbornou diabetologickou společností.

Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař pojišťovny s odborností v oboru diabetologie na příslušný tiskopis.

Diabetik má právo na to, aby mu byly ošetřujícím diabetologem tyto pomůcky v uvedeném rozsahu předepsány.

Pojišťovna hradí pro inzulínový režim DM I. a II. stupně, diabetikům léčeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (tj. 3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) a labilním diabetikům aplikujícím si minimálně dvě dávky inzulínu denně následující pomůcky:

- **glukometr** - maximálně 1 ks za 10 let, nejvýše do 5.000,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem. Glukometr se vydává do soukromého vlastnictví pojištěnce,
- **pumpa inzulínová** - předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštnímu režimu ústředí VZP (zapůjčovaná pomůcka) - maximálně 1 ks nebo sada 2 kusů za 4 roky,
- **sety infuzní k inzulínové pumpě** - nejvýše 160,- Kč za jeden set,
- **náhradní sortiment** k základní sadě inzulínové pumpy,

2 páry baterií - směrná doba užití 1-2 měsíce,

zásobník k dávkovači inzulínu,

TRN pohybový - měrná doba užití 12 měs.,

adaptér matice s uzávěrem,

pás a pouzdro na ruku nebo břicho - směr. doba užití 6 měs.,

- **proužky diagnostické na stanovení glukózy:**

VZP ČR a Odborná diabetologická společnost se dohodly na výkladu zákona č.123/2005 Sb., s následujícím postupem:

A. Množství do 400 ks proužků za rok:

1. do 400 proužků ročně pro pacienty léčené inzulínem, který si aplikují jednou či dvakrát denně,
2. do 100 proužků ročně pro pacienty léčené perorálními antidiabetiky,
3. do 50 proužků pro pacienty léčené dietou.

B. Množství od 400 do 1000 ks proužků za rok (množství schvalované revizní lékařem):

VZP ČR a odborná společnost považuje za odůvodněnou preskripci a doporučuje schvalovat revizním lékařem žádost o úhradu proužků nad 400 do 1000 ks za rok v případech, kdy se jedná o nemocné léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 a více aplikací inzulínu denně) a pacienty léčené inzulínovou pumpou.

C. Množství nad 1000 ks za rok (schvalované a povolované RL):

VZP ČR a odborná společnost doporučují, aby byla schválena a povolána nadlimitní úhrada testačních proužků pouze v případě těhotných diabetiček a dětí do 18 let (pozor – u dětí znamená, že zůstávají v platnosti pravidla pro schválení a povolení úhrady nadlimitního množství proužků u dětí do 18 let - pravidla přijatá v roce 2002, která umožňují povolit u dětských diabetiků úhradu až 1800 ks za rok – RL mají toto doporučení uvedené v interním periodiku VZP ČR - Informačním bulletinu pro RL VZP ČR č. 2/2002).

O počtu předepsaných proužků v mezích zákonné normy by měl rozhodnout lékař s přihlédnutím k efektu selfmonitoringu pro daného pacienta, stabilitě diabetu, riziku komplikací (zejména hypoglykemií), úrovni kompenzace a doložení účelnosti využití předepsaných proužků ze strany pacienta.























D. proužky k vizuálnímu testování jsou určeny pouze pro diabetiky II. typu, kteří nevlastní glukometr, k občasné kontrole.













E. proužky testovací pro stanovení Keto látek – 75% úhrada, předpis pouze v diabetologických centrech - 4 bal./rok.

Určeny jsou pouze pro diabetiky do 18 let věku, gravidní diabetičky a diabetiky 1. typu léčených inzulínovou pumpou bez ohledu na věk.





Cenové katalogy ke stažení


Produkty

 Katalog Ambu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf	- Anesteziologické a resuscitační přístroje a pomůcky - Ambuvak - Ruční křísící přístroj - AmbuMatic - automatický resuscitační přístroj - Kardiopumpa pro vnější srdeční masáž - Ambu odsávačky - Twin pumpe - Dýchací ochranné roušky - Life Key	- Resuscitační masky Res-Cue - Obličejové masky - Laryngeální masky - PEEP ventil - Krční fixační límce - PerFit Ace - Intubační tretražer - Ekg elektrody Blue Senzor	- Figuríny a tretražery - Uniman a Multiman, - Baby manekýn, Ambuman, - Defibrilační tretražer - Tréninkové systémy - Cardiac Care Trainer, - I.V. tretražer
 Anesteziologie http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf	- Nebulizátory	- Anesteziologické hadice	- Anesteziologické přístroje
 Antidekubitní matrace a Pomůcky pro hygienu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Antidekubitni_matrace.pdf	- Matrace antidekubitní - Pasivní antidekubitní podložky	- Pomůcky pro přesun pacienta	Pomůcky pro hygienu - Koupací vana nafukovací - Bazének na mytí hlavy nafukovací
 Defibrilátory nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Defibrilátor MEDUCORE Easy	- Defibrilátory Primedic™	
 Desinfektory Meiko nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Čističí a desinfekční automat MEIKO	- Meiko Top Topic 2	- Meiko TopLine
 Diagnostické přístroje - otoskopy http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Diagnosticke_pristroje.pdf	- Otoskopy		
 EKG nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Tříkanálové - Šestikanálové	- Dvanáctikanálové	- Spirometrie - Monitory
 Germicidní a baktericidní svítidla a zářiče http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf	- Germicidní zářiče - obýčejné prostředí - Germicidní zářiče - vlhké prostředí - Germicidní zářiče uzavřené s ventilátorem	- Germicidní trubice - Germicidní trubice - netřítivá	- Spínací digitální hodiny - Důležité informace k používání germicidních lamp
 Glukometry - měřiče cukru v krvi http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	- Glukometr MediSense - Testovací proužky - Lancetky (jehličky)		- Bezplatná výměna glukometru
 Resuscitační soupravy pro první pomoc - Helper http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Helper.pdf			
 Infúzní pumpy - lineární dávkovače http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy.pdf	Infúzní pumpe - Alaris Asena GW - nástupce infúzní pumpe IVAC	Lineární dávkovače - Alaris Asena GH PLUS	
 Infúzní stojany http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_stojany.pdf	- Infúzní stojan pojízdný - Infúzní stojan pevný	- Infúzní stojan - nasazovací do držáku hrazdy - Infúzní stojan teleskopický	
 Inhalátory http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Inhalatory.pdf	- Ultrazvukové - Kompresorové		
 Míče na cvičení, molitanové míčky, masážní míčky - ježci http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mice_cvicebni.pdf	- Míč na cvičení - Masážní míčky (ježci)	- Masážní molitanové míčky - Hustilka	
 Motodlahy Artromot http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Motodlahy.pdf	- Motodlahy kolenního a kyčelního kloubu - Motodlahy kolenního kloubu - Motodlahy ramenního kloubu	- Aktivní bezmotorová dlahy kolenního a kyčelního kloubu - Motodlahy loketního kloubu	- Motodlahy hlezenního kloubu - Motodlahy prstů včetně palce - Motodlahy zápěstí
 Odsávačky ambulantní http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_ambulantni.pdf	- Ambulantní odsávačky přenosné - Ambulantní odsávačky akumulátorové		
 Odsávačky chirurgické Medela http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf	- Medela Basic 30 - Medela Dominant 50	- Medela Clario - Medela Varío	- MedelaVak - jednorázový odsávací vak - Odsávací láhve a víčka
 Oxymetry pulzní http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf	- Oxymetry stolní Nonin - Oxymetry přenosné Nonin	- Oxymetry prstové Nonin - Prstový oxymetr Heal Force®	- Oxymetry MedAir - Kapnometr MedAir
 Postele a lůžka http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Postele_a_luzka.pdf	- Polohovací postele mechanické, - Polohovací postele elektrické, - Polohovací postele dětské,	- Polohovací nemocniční lůžka - Noční stoly - dřevěné, kovové, - Matrace - Polštáře a příkrývky	- Dětské, kojenecké a novorozenecké postýlky - Křesla odpočinková a pro kardiaky - Jídelní stoly
 Redukční ventily http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf	- Redukční ventily - Průtokoměry a zvlhčovače, - Kyslíková terapie,	- Regulátory podtlaku (odsávačky) - Kyslíkové masky a brýle - Hadice medicijní tlakové,	- Rychlospojky, nástavce, - Koncentrátor kyslíku
 Rehabilitační přístroje + Vodolčeba - vany nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Elektroléčebné přístroje - Terapeutické ultrazvuky - Terapeutické lasery - Vakuová jednotka	- Hydrocolon - Parafínová lážeň - Skotské stříky	- Celotělové masážní vany - Vany pro masáž horních končetin - Vířivá vana pro dolní končetiny - Porodnická vana
 Solné čisticí přístroje http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Solne_cisticky.pdf	- Domácí solné jeskyně - Léčba pomocí soli z Karpatkých solných dolů		- Salin Plus - Salin S2

	Sterilizátory horkovzdušné a teplotní technika http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Sterilizátor Stericell - Sterilizátor Titanox - Sterilizátor Panacea 	- Laboratorní inkubátory, termostaty	<ul style="list-style-type: none"> - Ecozell - Incucell - Verticell - Durocell 	<ul style="list-style-type: none"> - Friocell - Vacucell - Climacell - Co2cell
	Sterilizátory parní http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_parni.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Sterident - Sterimat - Sterilab 	- Unisteri		
	Stolky, vozíky, zástěny, schůdky, židličky http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Schůdky jednostupňové, dvoustupňové - Zástěny jednodílné, dvoudílné, trojdílné - Vozíky a stolky víceúčelové, 	<ul style="list-style-type: none"> - Židličky - Vozíky na sběr špinavého prádla - Vozíky pro ležící pacienty 	<ul style="list-style-type: none"> - Křesla přepravní - Vozík na zemřelé 	
	Stoly operační Ramed nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Univerzální operační stoly	<ul style="list-style-type: none"> - S výměnnou pracovní deskou - S plovoucí deskou 		
	Stoly rehabilitační a masážní Jordan http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitační stoly - Masážní stoly - Masážní gymnastické lůžko - Stoly elektrické - Stoly hydraulické 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyšetřovací terapeutická lehátka - Trakční stůl - Osteopatické lehátko - Vojtův stůl 	<ul style="list-style-type: none"> - Transfúzní křesla - Gynekologické stoly - Vertikalizační stůl - Skládací stůl - Skládací přenosné masážní židle 	
	Světloléčba - Biolampa polarizační http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svetlolecba-Biolampa.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Biolampa polarizační - Léčba světlem 			
	Svítilna vyšetřovací http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svitidla.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Svítilna operační Martin - Svítilna vyšetřovací Martin (ceny pouze na vyžádání konkrétního modelu) 	<ul style="list-style-type: none"> - Svítilna vyšetřovací LHH - Čelní operační a vyšetřovací diodová svítilna 		
	Systém intraoperačního ohřevu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Vyhřívací podušky pro pacienty - Bair Hugger 			
	Toaletní program http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Toaletni_program.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Pomůcky do vany - sedačky do vany, - sedačky do sprchy, 	<ul style="list-style-type: none"> - Chodítka, - Vanový zvedák Aqua Joy 	<ul style="list-style-type: none"> - Klozetová křesla a nástavce, - Toaletní křesla, - zkracovače 	
	Tonometry, fonendoskopy, teploměry, tens, tukoměry, krokoměry http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Tonometry.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Tlakoměry, měřiče tlaku - Digitální měřiče krevního tlaku a pulsu pro lékaře i pro domácí použití - Beztlučkové tonometry - Hodínkové - anerooidní tonometry 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonendoskopy - Porodnické stetoskopy - Tukoměry, - digitální váhy s měřením tuku 	<ul style="list-style-type: none"> - Teploměry bezkontaktní - Teploměry, - TENS přístroje, - Krokoměry 	
	Váhy Seca http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Lékařské váhy kojenecké - Digitální váhy - Mechanické váhy 	<ul style="list-style-type: none"> - Lékařské váhy sloupkové - Výškoměry - Měřítka 	<ul style="list-style-type: none"> - Sedačkové váhy - Postelové váhy 	
	Záchraný systém http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Vakuové fixační dlahy - Vakuové matrace - Transportní vyprošťovací plachty - Transportní dělitelná nosítka 	<ul style="list-style-type: none"> - Zádová vyprošťovací dlahy - Závěsný vak pod helikoptéru - Zdravotnická nosítka - Vaky pro zemřelé - Lehká deka 	<ul style="list-style-type: none"> - Pohotovostní a záchranné rucksaky - Kufry a tašky na obzavový materiál - Lékařské kufry - Záchraná fólie - Fixační dlahy s možností extenze 	

Služby

	Náklady na expedici, ceník dopravy zboží http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf	 	
	Pronájem lůžek Linet http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-pronajem_luzek.pdf	- Lůžko Termo Plus a antidekubitní matrací	<ul style="list-style-type: none"> - Novorozenecká postýlka Mimi - Křeslo Komfort 04
	Glukometry - měřiče cukru v krvi http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	- Bezplatná výměna starých a nefunkčních glukometrů za nový typ glukometru MediSense	<ul style="list-style-type: none"> - informace pro pojištěnce - testovací proužky - úhrada VZP
	Postup při předepisování pomůcky na poukaz http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf		- Návod pro pojištěnce

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu:

e-shop
MEDISET # CHIRONAX
<http://www.mediset.cz/eshop>

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line, stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.