



MEDISET  CHIRONAX

Zdravotnická technika - obchodně technické služby, export - import

Resuscitační souprava „Helper“

elektronická verze

Resuscitační soupravy „Helper“

Značka: SKn 2008-01-14-05

Datum: 2.1.2012

Vypracoval: Stanislav Korbel

Tel: +420 777 126 388

Resuscitační souprava pojízdná „Helper II“



Rozšířená verze

Technické parametry:

Hmotnost: 38 kg
Rozměry v x š x h: 1300 x 680 x 680 mm
Úložný prostor zásuvek: cca 20 l
Výška držáku infúze: 1300 až 1900 mm

Kat. číslo 4301.0002 - HELPER II

Resuscitační souprava pojízdná s možností inhalace O₂ (10l láhev)

HELPER II je pojízdná resuscitační souprava umožňující provést účinný resuscitační zákrok s použitím kyslíku.

Je určena pro všechna zdravotní zařízení

- oddělení bez rozvodu kyslíku u jednotlivých lůžek
- ambulance
- sdružená ambulantní zařízení
- polikliniky, stomatologická zařízení
- sanatoria
- léčebny
- lázně
- pečovatelské domy
- domovy pro seniory apod.

Lze ji rovněž využít jako zdroj tlak. O₂ všude tam, kde by nebylo ekonomické zřizovat centrální tl. rozvod.

Robustní konstrukce z nerezové oceli zaručuje vysokou odolnost a estetickou stálost zařízení.

Kruhový tvar podvozkové části má výborné manipulační vlastnosti, výrazně snižuje riziko nebezpečných nárazů (ve spěchu) do rámů dveří, výtahů, rohů apod.

Pojízdná souprava obsahuje v základním vybavení:

- infúzní stojan
- rozvod tlakového O₂
- redukční ventil
- průtokoměr v l/min
- proudovou odsávačku
- 2 zásuvky na ampulárium a základní nástrojové vybavení
- odkládací koše na dezinfekční prostředky apod.

Doplňkové vybavení

- automatický ventilátor Ambu® Matic
- ambuvak s maskou a s rezervoárem O₂
- defibrilátor
- infúzní pumpa
- monitor NIBP a SpO₂, alarmy, paměť, manuální a automatický režim NIBP.
- láhev O₂ - 10 litrů



Základní vybavení

4401.2100	HELPER II - pojízdná resuscitační souprava umožňující provést účinný resuscitační zákrok s použitím kyslíku - základní vybavení (bez tlakové láhve)	38.000,00 Kč	14%	43.320,00 Kč
-----------	--	--------------	-----	--------------

MEDISET
CHIRONAX

Termín dodání: cca 2 - 4 týdny od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy

Doprava: Odběratelem

Platební podmínky: Na základě vzájemné dohody.

Záruční podmínky: 24 měsíců od dodání na materiál a výrobní vady (není-li uvedeno jinak)

Záruční i pozáruční servis zajišťuje: servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích
Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství
byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované.

Kontroly a BTK: Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti,
na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) dle zákona 123/2000 Sb.

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu www.mediset.cz/eshop.

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu objednavky@mediset.cz

Platnost nabídky: 60 dnů nebo do vydání nového ceníku.





















Leasing: možnost leasingu od pořizovací ceny 40.000,00 Kč.














Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách www.mediset.cz/download/





Cenové katalogy ke stažení


Produkty

	Katalog Ambu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Anesteziologické a resuscitační přístroje a pomůcky - Ambuvak - Ruční křísící přístroj - AmbuMatic - automatický resuscitační přístroj - Kardiopumpa pro vnější srdeční masáž - Ambu odsávačky - Twin pumpa - Dýchací ochranné roušky - Life Key 	<ul style="list-style-type: none"> - Resuscitační masky Res-Cue - Obličejové masky - Laryngeální masky - PEEP ventil - Krční fixační límce - PerFit Ace - Intubační treňažer - Ekg elektrody Blue Senzor 	<ul style="list-style-type: none"> - Figuríny a treňažery - Uniman a Multiman, - Baby manekýn, Ambuman, - Deřiblační treňažer - Tréninkové systémy - Cardiac Care Trainer, - I.V. treňažer
	Anesteziologie http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Nebulizátory 	<ul style="list-style-type: none"> - Anesteziologické hadice 	<ul style="list-style-type: none"> - Anesteziologické přístroje
	Antidekubitní matrace a Pomůcky pro hygienu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Antidekubitni_matrace.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Matrace antidekubitní - Pasivní antidekubitní podložky 	<ul style="list-style-type: none"> - Pomůcky pro přesun pacienta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pomůcky pro hygienu - Koupací vana nafukovací - Bazének na mytí hlavy nafukovací
	Defibrilátory nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Defibrilátor MEDUCORE Easy 	<ul style="list-style-type: none"> - Defibrilátory Primedic™ 	
	Desinfektory Meiko nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Čističí a desinfekční automat MEIKO 	<ul style="list-style-type: none"> - Meiko Top Topic 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Meiko TopLine
	Diagnostické přístroje - otoskopy http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Diagnosticke_pristroje.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Otoskopy 		
	EKG nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Třikanálové - Šestikanálové 	<ul style="list-style-type: none"> - Dvanáctikanálové 	<ul style="list-style-type: none"> - Spirometrie - Monitor
	Germicidní a baktericidní svítidla a zářiče http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Germicidní zářiče - obecné prostředí - Germicidní zářiče - vlhké prostředí - Germicidní zářiče uzavřené s ventilátorem 	<ul style="list-style-type: none"> - Germicidní trubice - Germicidní trubice - netřítivá 	<ul style="list-style-type: none"> - Spínací digitální hodiny - Důležité informace k používání germicidních lamp
	Glukometry - měřiče cukru v krvi http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Glukometr MediSense - Testovací proužky - Lancetky (jehličky) 		<ul style="list-style-type: none"> - Bezplatná výměna glukometru
	Resuscitační soupravy pro první pomoc - Helper http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Helper.pdf			
	Infúzní pumpy - lineární dávkovače http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Infúzní pumpa - Alaris Asena GW - nástupce infúzní pumpy IVAC 	<ul style="list-style-type: none"> - Lineární dávkovače - Alaris Asena GS - Alaris Asena GH 	
	Infúzní stojany http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_stojany.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Infúzní stojan pojízdný - Infúzní stojan pevný 	<ul style="list-style-type: none"> - Infúzní stojan – nasazovací do držáku hrazdy - Infúzní stojan teleskopický 	
	Inhalátory http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Inhalatory.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Ultrazvukové - Kompresorové 		
	Míče na cvičení, molitanové míčky, masážní míčky - ježci http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mice_cvicebni.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Míč na cvičení - Masážní míčky (ježci) 	<ul style="list-style-type: none"> - Masážní molitanové míčky - Hustilka 	
	Motodlahy Artromot http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Motodlahy.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha kolenního kloubu - Motodlaha ramenního kloubu 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivní bezmotorová dlahy kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha loketního kloubu 	<ul style="list-style-type: none"> - Motodlaha hlezenního kloubu - Motodlaha prstů včetně palce - Motodlaha zápěstí
	Odsávačky ambulantní http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_ambulantni.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Ambulantní odsávačky přenosné - Ambulantní odsávačky akumulátorové 		
	Odsávačky chirurgické Medela http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Medela Basic 30 - Medela Dominant 50 	<ul style="list-style-type: none"> - Medela Clario - Medela Varío 	<ul style="list-style-type: none"> - MedelaVak - jednorázový odsávací vak - Odsávací láhve a víčka
	Oxymetry pulzní http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Oxymetry stolní Nonin - Oxymetry přenosné Nonin 	<ul style="list-style-type: none"> - Oxymetry prstové Nonin - Prstový oxymetr Heal Force® 	<ul style="list-style-type: none"> - Oxymetry MedAir - Kapnometr MedAir
	Postele a lůžka http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Postele_a_luzka.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Polohovací postele mechanické, - Polohovací postele elektrické, - Polohovací postele dětské, 	<ul style="list-style-type: none"> - Polohovací nemocniční lůžka - Noční stolky - dřevěné, kovové, - Matrace - Polštáře a příkrývky 	<ul style="list-style-type: none"> - Dětské, kojenecké a novorozenecké postýlky - Křesla odpočinková a pro kardiaky - Jídelní stolky
	Redukční ventily http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Redukční ventily - Průtokoměry a zvlhčovače, - Kyslíková terapie, 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulátory podtlaku (odsávačky) - Kyslíkové masky a brýle - Hadice medicijní tlakové, 	<ul style="list-style-type: none"> - Rychlospojky, nástavce, - Koncentrátory kyslíku
	Rehabilitační přístroje + Vodoléčba - vany nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Elektroléčebné přístroje - Terapeutické ultrazvuky - Terapeutické lasery - Vakuová jednotka 	<ul style="list-style-type: none"> - Hydrocolon - Parafinová lázeň - Skotské stříky 	<ul style="list-style-type: none"> - Celotělové masážní vany - Vany pro masáž horních končetin - Vířivá vana pro dolní končetiny - Porodnická vana

	Solné čistící přístroje http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Solne_cisticky.pdf	- Domácí solné jeskyně - Léčba pomocí solí z Karpatkých solných dolů		- Salin Plus - Salin S2
	Sterilizátory horkovzdušné a teplotní technika http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf	- Sterilizátor Stericell - Sterilizátor Titanox - Sterilizátor Panacea	- Laboratorní inkubátory, termostaty	- Ecozell - Incucell - Venticell - Durocell - Friocell - Vacucell - Climacell - Co2cell
	Sterilizátory parní http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_parni.pdf	- Sterident - Sterimat - Sterilab	- Unisteri	
	Stolky, vozíky, zástěny, schůdky, židličky http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf	- Schůdky jednostupňové, dvoustupňové - Zástěny jednodílné, dvoudílné, trojdílné - Vozíky a stolky víceúčelové,	- Židličky - Vozíky na sběr špinavého prádla - Vozíky pro ležící pacienty	- Křesla přepravní - Vozík na zeměřelé
	Stoly operační Ramed nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Univerzální operační stoly - S výměnnou pracovní deskou	- S plovoucí deskou	
	Stoly rehabilitační a masážní Jordan http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf	- Rehabilitační stoly - Masážní stoly - Masážní gymnastické lůžko - Stoly elektrické - Stoly hydraulické	- Vyšetřovací terapeutická lehátka - Trační stůl - Osteopatické lehátko - Vojtův stůl	- Transfúzní křesla - Gynekologické stoly - Vertikalizační stůl - Skládací stůl - Skládací přenosné masážní židle
	Světloléčba - Biolampa polarizační http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svetlolecba-Biolampa.pdf	- Biolampa polarizační - Léčba světlem		
	Svítilna vyšetřovací http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svitidla.pdf	- Svítilna operační Martin - Svítilna vyšetřovací Martin (ceny pouze na vyžádání konkrétního modelu)	- Svítilna vyšetřovací LHH - Čelní operační a vyšetřovací diodová svítilna	
	Systém intraoperačního ohřevu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf	- Vyhřívací podušky pro pacienty - Bair Hugger		
	Toaletní program http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Toaletni_program.pdf	- Pomůcky do vany - sedačky do vany, - sedačky do sprchy,	- Chodítka, - Vanový zvedák Aqua Joy	- Klozetová křesla a nástavce, - Toaletní křesla, - zkracovače
	Tonometry, fonendoskopy, teploměry, tens, tukoměry, krokoměry http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Tonometry.pdf	- Tlakoměry, měřiče tlaku - Digitální měřice krevního tlaku a pulsu pro lékaře i pro domácí použití - Bezrtuťové tonometry - Hodínkové - anerooidní tonometry	- Fonendoskopy - Porodnické stetoskopy - Tukoměry, - digitální váhy s měřením tuku	- Teploměry bezkontaktní - Teploměry, - TENS přístroje, - Krokoměry
	Váhy Seca http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf	- Lékařské váhy kojenecké - Digitální váhy - Mechanické váhy	- Lékařské váhy sloupkové - Výškoměry - Měřítka	- Sedačkové váhy - Postelové váhy
	Záchranný systém http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf	- Vakuové fixační dlahy - Vakuové matrace - Transportní vyprošťovací plachty - Transportní děliteľná nosítka	- Zádová vyprošťovací dlahy - Závěsný vak pod helikoptéru - Zdravotnická nosítka - Vaky pro zeměřelé - Lehká deka	- Pohotovostní a záchranné ruksaky - Kuřky a tašky na obzavový materiál - Lékařské kuřky - Záchranná fólie - Fixační dlahy s možností extenze

Služby

	Pronájem lůžek Linet http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-pronajem_luzek.pdf	- Lůžko Termo Plus a antidekubitní matrací	- Novorozenecká postýlka Mimi - Křeslo Komfort 04
	Glukometry - měřiče cukru v krvi http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	- Bezplatná výměna starých a nefunkčních glukometrů za nový typ glukometru MediSense	- informace pro pojištěnce - testovací proužky - úhrada VZP
	Postup při předepisování pomůcky na poukaz http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf		- Návod pro pojištěnce

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu:

e-shop
MEDISET # CHIRONAX
<http://www.mediset.cz/eshop>

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line, stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.