



## Ambulantní odsávačky přenosné

Značka: SKn 2012-01-03-05

Datum: 19.1.2012

Vypracoval: Stanislav Korbel

Tel: +420 777 126 388

### Obsah:

<b>Ambulantní odsávačky přenosné</b> .....	<b>1</b>
Obsah: .....	1
<b>Ambulantní odsávačky elektrické</b> .....	<b>2</b>
Odsávačka F - 20 .....	2
Odsávačka F - 40 .....	3
Odsávačka F - 36 .....	4
Odsávačka sálová F - 60 .....	5
Odsávačka sálová F - 90 .....	6
Odsávačka nožní F - 170.....	7
Příslušenství k odsávačkám.....	8
<b>Cenové katalogy ke stažení</b> .....	<b>9</b>

Přístroje označené tlačítkem



si můžete zakoupit v našem e-shopu:

**e-shop**  
**MEDISET # CHIRONAX**

[www.mediset.cz/eshop](http://www.mediset.cz/eshop)

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line,  
stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.



Firma Mediset - Chironax s.r.o. ujišťuje, že na výrobky uvedené v této nabídce bylo vydáno prohlášení o shodě, a že splnila ohlašovací povinnosti v souladu se zák. 123/2000 Sb. včetně souvisejících změn a doplňků.

IČO: 48200417, DIČ: CZ48200417, Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, číslo účtu 0012209493/0300,  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 2429, datum registrace 16.12.1992.  
Firma je registrována u firmy EKO-KOM, a.s., pod registračním číslem EK-F00024621

## Ambulantní odsávačky elektrické

Pro základní odsávání doporučujeme model F-20.


Pro náročnější aplikace např. odsávání velmi hustých hlenů nebo pro drobné chirurgické aplikace volte model F-40.

Pro nejnáročnější aplikace je určen model F-35 s extrémním sacím výkonem a podtlakem srovnatelným se sálovými odsávačkami.

Ruční nebo nožní odsávačky F-150 a F-170 jsou určeny pro záchranářské účely s pohotovým nasazením.

Dále máme v naší nabídce špičkový akumulátorový model odsávačky F-31, lze jej použít tam, kde není k dispozici elektrická síť. Lze ji též napájet z automobilové sítě 12V.

### Odsávačka F - 20



Kat. číslo 1716.2000

#### Odsávačka F - 20

Přenosná odsávačka pro malé chirurgické zákroky a post-tracheotomii, pro domácí použití.

Ideální pro domácí pooperační léčbu.

Nárazuvzdorný obal, lehká, snadno přenosná s minimální nároky na čištění.

Dodávána s 1 litrovou autoklávatelnou lahví, s bezpečnostním plovákem.


Odsávačka obsahuje regulátor sání a manometr.

#### Technické parametry:

Rozměry	350 x 210 x 250 mm
Hmotnost	4,0 kg
Napájení	230 V/ 50 Hz
Příkon	85 W
Sací výkon	17 l/min
Max. podtlak	750 mm Hg
Záruka	12 měsíců

Kat. číslo	Název předmětu		Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
	<b>Odsávačka F - 20</b>				
1716.2000	<b>Odsávačka F - 20</b> Sací výkon 17 l/min		5.900,00 Kč	14%	6.726,00 Kč
1716.2002	<b>Odsávačka F - 20</b> Sací výkon 17 l/min - s 2 l sběrnou láhví		6.050,00 Kč	14%	6.897,00 Kč

## Odsávačka F - 40



Kat. číslo 1716.4000

### Odsávačka F 40

Přenosná odsávačka pro malé chirurgické zákroky a post-tracheotomii, pro domácí použití.

Ideální pro domácí pooperační léčbu.

Nárazuvzdorný obal, lehká, snadno přenosná s minimální nároky na čištění.

Dodávána s 1 litrovou autoklávovatelnou lahví, s bezpečnostním plovákem.


Odsávačka obsahuje regulátor sání a manometr.

#### Technické parametry:

Rozměry	350 x 210 x 250 mm
Hmotnost	4,0 kg
Napájení	230 V/ 50 Hz
Příkon	80 W
Sací výkon	32 l/min
Max. podtlak	750 mm Hg
Záruka	12 měsíců

Kat. číslo	Název předmětu		Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
	<b>Odsávačka F - 40</b>				
1716.4000	<b>Odsávačka F - 40</b> Sací výkon 32 l/min		7.995,00 Kč	14%	9.114,30 Kč
1716.4002	<b>Odsávačka F - 40</b> Sací výkon 32 l/min - s 2 l sběrnou láhví		8.150,00 Kč	14%	9.291,00 Kč

## Odsávačka F - 36



Kat. číslo 1716.3600

### Odsávačka F 36

Přenosná odsávačka pro malé chirurgické zákroky a post-tracheotomii, pro domácí použití.

Ideální pro domácí pooperační léčbu.

Nárazuvzdorný obal, lehká, snadno přenosná s minimální nároky na čištění.

Dodávána s 1 litrovou autoklávovatelnou láhví, s bezpečnostním plovákem.

Odsávačka obsahuje regulátor sání a manometr.

#### Technické parametry

Rozměry	260 x 180 x 220 mm
Hmotnost	4,0 kg
Napájení	230 V/ 50 Hz
Příkon	80 W
Sací výkon	32 l/min
Maximální podtlak	750 mm Hg
Záruční doba	12 měsíců

Kat. číslo	Název předmětu		Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
	<b>Odsávačka F - 36</b>				
1716.3600	<b>Odsávačka F - 36</b> Sací výkon 32 l/min		6.900,00 Kč	14%	7.866,00 Kč
1716.3602	<b>Odsávačka F - 36</b> Sací výkon 32 l/min - s 2 l sběrnou láhví		7.000,00 Kč	14%	7.980,00 Kč

## Odsávačka sálová F - 60



**Kat. číslo 1716.6000 - Odsávačka F - 60 sálová**

Vyrobená z ABS materiálu.

Čtyři antistatická kolečka, dvě z nich s brzdami.

Ukazatel podtlaku.

Dvě 2 litrové autoklávovatelné láhve Makrolon.

Každá láhev opatřena plovákem proti nasátí tekutiny dovnitř přístroje.

Nezávislá zdvojená sběrná nádoba.

Regulátor podtlaku.

**Technické parametry:**

Rozměry 420 x 460 x 480 mm

Hmotnost 13 kg

Hlučnost 50 dB


Napájení 230 V/50 Hz

Příkon 160 W

Sací výkon 60 l/min

Max. podtlak 750 mm Hg

Záruka 12 měsíců

Kat. číslo	Název předmětu		Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
	<b>Odsávačka F - 60</b>				
1716.6000	<b>Odsávačka F - 60</b> Sací výkon 60 l/min 2 x 2 l sběrná láhev, 230V-50HZ		24.400,00 Kč	14%	27.816,00 Kč
1716.6004	<b>Odsávačka F - 60</b> Sací výkon 60 l/min 2 x 4 l sběrná láhev, 230V-50HZ		27.450,00 Kč	14%	31.293,00 Kč

## Odsávačka sálová F - 90



Kat. číslo 1716.9000 - **Odsávačka F - 90 sálová**

Vyrobena z ABS materiálu.

Čtyři antistatická kolečka, dvě z nich s brzdami.

Ukazatel podtlaku.

Dvě 2 litrové autoklávovatelné láhve Makrolon.

Každá láhev opatřena plovákem proti nasátí tekutiny dovnitř přístroje.

Nezávislá zdvojená sběrná nádoba.

Regulátor podtlaku.

### Technické parametry:

Rozměry 420 x 460 x 480 mm

Hmotnost 15 kg

Hlučnost 50 dB


Napájení 230 V/ 50 Hz

Příkon 240 W


Sací výkon 90 l/min

Max. podtlak 750 mm Hg

Záruka 12 měsíců

Kat. číslo	Název předmětu		Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
	<b>Odsávačka F - 90</b>				
1716.9000	<b>Odsávačka F - 90</b> Sací výkon 90 l/min 2 x 2 l sběrná láhev, 230V-50HZ		30.900,00 Kč	14%	35.226,00 Kč
1716.9004	<b>Odsávačka F - 90</b> Sací výkon 90 l/min 2 x 4 l sběrná láhev, 230V-50HZ		34.100,00 Kč	14%	38.874,00 Kč

## Odsávačka nožní F - 170



Kat. číslo F-170 - Odsávačka nožní F - 170

Obal odsávačky z ABS plastu  
Nízká hmotnost, snadná údržba a čištění  
Ovládání nohou nebo ručním pohonem  
Sací výkon nastavitelný v rozsahu do 190 mmHg (0,25 bar)  
Autoklávovatelná sběrná láhev s bezpečnostním plovákem  
Antibakteriální filtr a kanyla vel. 14 je součástí dodávky  
Rozměry: 260x180x240 mm  
Hmotnost 1,6 kg

Kat. číslo	Název předmětu	Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
	<b>Odsávačka F - 170</b>			
F-170	<b>Odsávačka F - 170</b>	3.377,20 Kč	14%	3.850,00 Kč

## Příslušenství k odsávačkám



Sběrné láhve - Autoklárovatelné

05.001 - 1 litr  
05.002 - 2 litry  
05.004 - 4 litry



Kat. číslo 05.0015  
Antibakteriologický filtr  
k odsávačkám F-18/36/20/40

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
05.0001	Náhradní láhev k odsávačce 1 l vč. víčka	563,00 Kč	14%	641,80 Kč
05.0002	Náhradní láhev k odsávačce 2 l vč. víčka	700,00 Kč	14%	798,00 Kč
05.0004	Autoklárovatelná láhev k odsávačkám 4 l s víčkem	1.500,00 Kč	14%	1.710,00 Kč
05.0005	Krátká hadička 30 cm k odsávačkám	37,00 Kč	14%	42,20 Kč
05.00055	Sada hadiček k odsávačkám F-18/36/20/40	169,00 Kč	14%	192,70 Kč
05.0006	Dlouhá hadička 120 cm k odsávačkám	138,00 Kč	14%	157,30 Kč

**Termín dodání:** cca 2 - 4 týdny od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy

**Platební podmínky:** Ceny jsou kalkulovány pro platbu v hotovosti, předplatbou bankovním převodem nebo na dobírku.

**Předání zboží:** osobní odběr nebo je možné zaslat pomocí dopravců  **ČSAD JIHOTRANS**

Ceník dopravy: [http://www.mediset.cz/obrazky/download/www\\_mediset\\_cz-Cenik\\_dopravy.pdf](http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf)

**Záruční podmínky:** 24 měsíců od dodání na materiál a výrobní vady (není-li uvedeno jinak)

**Záruční i pozáruční servis zajišťuje:** servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích

Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované.

**Kontroly a BTK:** Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti, na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) dle zákona 123/2000 Sb.

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu [www.mediset.cz/eshop](http://www.mediset.cz/eshop).

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu [objednavky@mediset.cz](mailto:objednavky@mediset.cz)

**Platnost nabídky:** 60 dnů nebo do vydání nového ceníku.























**Leasing:** možnost leasingu od pořizovací ceny 40.000,00 Kč.













Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách [www.mediset.cz/download/](http://www.mediset.cz/download/)








## Cenové katalogy ke stažení


### Produkty

 <b>Katalog Ambu</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf</a>	- Anesteziologické a resuscitační přístroje a pomůcky - Ambuvak - Ruční křísící přístroj - AmbuMatic - automatický resuscitační přístroj - Kardiopumpa pro vnější srdeční masáž - Ambu odsávačky - Twin pumpa - Dýchací ochranné roušky - Life Key	- Resuscitační masky Res-Cue - Obličejové masky - Laryngeální masky - PEEP ventil - Krční fixační límce - PerFit Ace - Intubační treňažer - Ekg elektrody Blue Senzor	- Figuríny a treňažery - Uniman a Multiman, - Baby manekýn, Ambuman, - Defibrilační treňažer - Tréninkové systémy - Cardiac Care Trainer, - I.V. treňažer
 <b>Anesteziologie</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf</a>	- Nebulizátory	- Anesteziologické hadice	- Anesteziologické přístroje
 <b>Antidekubitní matrace a Pomůcky pro hygienu</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Antidekubitni_matrace.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Antidekubitni_matrace.pdf</a>	- Matrace antidekubitní - Pasivní antidekubitní podložky	- Pomůcky pro přesun pacienta	Pomůcky pro hygienu - Koupací vana nafukovací - Bazének na mytí hlavy nafukovací
 <b>Defibrilátory</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Defibrilátor MEDUCORE Easy	- Defibrilátory Primedic™	
 <b>Desinfektory Meiko</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Čističí a desinfekční automat MEIKO	- Meiko Top Topic 2	- Meiko TopLine
 <b>Diagnostické přístroje - otoskopy</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Diagnosticke_pristroje.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Diagnosticke_pristroje.pdf</a>	- Otoskopy		
 <b>EKG</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Třikanálové - Šestikanálové	- Dvanáctikanálové	- Spirometrie - Monitory
 <b>Germicidní a baktericidní svítidla a zářiče</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf</a>	- Germicidní zářiče - obýčejné prostředí - Germicidní zářiče - vlhké prostředí - Germicidní zářiče uzavřené s ventilátorem	- Germicidní trubice - Germicidní trubice - netřítivá	- Spínací digitální hodiny - Důležité informace k používání germicidních lamp
 <b>Glukometry - měřiče cukru v krvi</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf</a>	- Glukometr MediSense - Testovací proužky - Lancetky (jehličky)		- Bezplatná výměna glukometru
 <b>Resuscitační soupravy pro první pomoc - Helper</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Helper.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Helper.pdf</a>			
 <b>Infúzní pumpy - lineární dávkovače</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy.pdf</a>	Infúzní pumpa - Alaris Asena GW - nástupce infúzní pumpy IVAC	Lineární dávkovače - Alaris Asena GS - Alaris Asena GH	
 <b>Infúzní stojany</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_stojany.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_stojany.pdf</a>	- Infúzní stojan pojízdný - Infúzní stojan pevný	- Infúzní stojan – nasazovací do držáku hrazdy - Infúzní stojan teleskopický	
 <b>Inhalátory</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Inhalatory.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Inhalatory.pdf</a>	- Ultrazvukové - Kompresorové		
 <b>Míče na cvičení, molitanové míčky, masážní míčky - ježci</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mice_cviceni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mice_cviceni.pdf</a>	- Míč na cvičení - Masážní míčky (ježci)	- Masážní molitanové míčky - Hustilka	
 <b>Motodlahy Artromot</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Motodlahy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Motodlahy.pdf</a>	- Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha kolenního kloubu - Motodlaha ramenního kloubu	- Aktivní bezmotorová dlahy kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha loketního kloubu	- Motodlaha hlezenního kloubu - Motodlaha prstů včetně palce - Motodlaha zápěstí
 <b>Odsávačky ambulanti</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_ambulantni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_ambulantni.pdf</a>	- Ambulantní odsávačky přenosné - Ambulantní odsávačky akumulátorové		
 <b>Odsávačky chirurgické Medela</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf</a>	- Medela Basic 30 - Medela Dominant 50	- Medela Clario - Medela Vario	- MedelaVak - jednorázový odsávací vak - Odsávací láhve a víčka
 <b>Oxymetry pulzní</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf</a>	- Oxymetry stolní Nonin - Oxymetry přenosné Nonin	- Oxymetry prstové Nonin - Prstový oxymetr Heal Force®	- Oxymetry MedAir - Kapnometr MedAir
 <b>Postele a lůžka</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Postele_a_luzka.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Postele_a_luzka.pdf</a>	- Polohovací postele mechanické, - Polohovací postele elektrické, - Polohovací postele dětské,	- Polohovací nemocniční lůžka - Noční stolky - dřevěné, kovové, - Matrace - Polštáře a příkrývky	- Dětské, kojenecké a novorozenecké postýlky - Křesla odpočinková a pro kardiaky - Jídelní stolky
 <b>Redukční ventily</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf</a>	- Redukční ventily - Průtokoměry a zvlhčovače, - Kyslíková terapie,	- Regulátory podtlaku (odsávačky) - Kyslíkové masky a brýle - Hadice medicijní tlakové,	- Rychlospojky, nástavce, - Koncentrátor kyslíku
 <b>Rehabilitační přístroje + Vodoléčba - vany</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Elektroléčebné přístroje - Terapeutické ultrazvuky - Terapeutické lasery - Vakuová jednotka	- Hydrocolon - Parafínová lážeň - Skotské stříky	- Celotělové masážní vany - Vany pro masáž horních končetin - Vířivá vana pro dolní končetiny - Porodnická vana
 <b>Solné čističí přístroje</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Solne_cisticky.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Solne_cisticky.pdf</a>	- Domácí solné jeskyně - Léčba pomocí soli z Karpatkých solných dolů		- Salin Plus - Salin S2

	<b>Sterilizátory horkovzdušné a teplotní technika</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sterilizátor Stericell</li> <li>- Sterilizátor Titanox</li> <li>- Sterilizátor Panacea</li> </ul>	- Laboratorní inkubátory, termostaty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecozell</li> <li>- Incucell</li> <li>- Verticell</li> <li>- Durocell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friocell</li> <li>- Vacucell</li> <li>- Climacell</li> <li>- Co2cell</li> </ul>
	<b>Sterilizátory parní</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_parni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_parni.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sterident</li> <li>- Sterimat</li> <li>- Sterilab</li> </ul>	- Unisteri		
	<b>Stolky, vozíky, zástěny, schůdky, židličky</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schůdky jednostupňové, dvoustupňové</li> <li>- Zástěny jednodílné, dvoudílné, trojdílné</li> <li>- Vozíky a stolky víceúčelové,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Židličky</li> <li>- Vozíky na sběr špinavého prádla</li> <li>- Vozíky pro ležící pacienty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Křesla přepravní</li> <li>- Vozík na zeměřelé</li> </ul>	
	<b>Stoly operační Ramed</b> nabídku zašleme na vyžádání - <a href="mailto:info@mediset.cz">info@mediset.cz</a>	- Univerzální operační stoly	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S výměnnou pracovní deskou</li> <li>- S plovoucí deskou</li> </ul>		
	<b>Stoly rehabilitační a masážní Jordan</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitační stoly</li> <li>- Masážní stoly</li> <li>- Masážní gymnastické lůžko</li> <li>- Stoly elektrické</li> <li>- Stoly hydraulické</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyšetřovací terapeutická lehátka</li> <li>- Trakční stůl</li> <li>- Osteopatické lehátka</li> <li>- Vojtův stůl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transfúzní křesla</li> <li>- Gynekologické stoly</li> <li>- Vertikalizační stůl</li> <li>- Skládací stůl</li> <li>- Skládací přenosné masážní židle</li> </ul>	
	<b>Světloléčba - Biolampa polarizační</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svetlolecba-Biolampa.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svetlolecba-Biolampa.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biolampa polarizační</li> <li>- Léčba světlem</li> </ul>			
	<b>Svítilna vyšetřovací</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svitidla.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svitidla.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svítilna operační Martin</li> <li>- Svítilna vyšetřovací Martin (ceny pouze na vyžádání konkrétního modelu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svítilna vyšetřovací LHH</li> <li>- Čelní operační a vyšetřovací diodová svítilna</li> </ul>		
	<b>Systém intraoperačního ohřevu</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyhřívací podušky pro pacienty</li> <li>- Bair Hugger</li> </ul>			
	<b>Toaletní program</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Toaletni_program.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Toaletni_program.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomůcky do vany</li> <li>- sedačky do vany,</li> <li>- sedačky do sprchy,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chodítka,</li> <li>- Vanový zvedák Aqua Joy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klozetová křesla a nástavce,</li> <li>- Toaletní křesla,</li> <li>- zkracovače</li> </ul>	
	<b>Tonometry, fonendoskopy, teploměry, tens, tukoměry, krokoměry</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Tonometry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Tonometry.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tlakoměry, měřiče tlaku</li> <li>- Digitální měřiče krevního tlaku a pulsu pro lékaře i pro domácí použití</li> <li>- Bezrtuťové tonometry</li> <li>- Hodínkové - anerooidní tonometry</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonendoskopy</li> <li>- Porodnické stetoskopy</li> <li>- Tukoměry,</li> <li>- digitální váhy s měřením tuku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teploměry bezkontaktní</li> <li>- Teploměry,</li> <li>- TENS přístroje,</li> <li>- Krokoměry</li> </ul>	
	<b>Váhy Seca</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lékařské váhy kojenecké</li> <li>- Digitální váhy</li> <li>- Mechanické váhy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lékařské váhy sloupkové</li> <li>- Výškoměry</li> <li>- Měřítka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedačkové váhy</li> <li>- Postelové váhy</li> </ul>	
	<b>Záchraný systém</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakuové fixační dlahy</li> <li>- Vakuové matrace</li> <li>- Transportní vyprošťovací plachty</li> <li>- Transportní dělitelná nosítka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zádová vyprošťovací dlahy</li> <li>- Závěsný vak pod helikoptéru</li> <li>- Zdravotnická nosítka</li> <li>- Vaky pro zeměřelé</li> <li>- Lehká deka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohotovostní a záchranné rucksaky</li> <li>- Kuřky a tašky na obzavový materiál</li> <li>- Lékařské kuřky</li> <li>- Záchraná fólie</li> <li>- Fixační dlahy s možností extenze</li> </ul>	

## Služby

	<b>Náklady na expedici, ceník dopravy zboží</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf</a>	 	
	<b>Pronájem lůžek Linet</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-pronajem_luzek.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-pronajem_luzek.pdf</a>	- Lůžko Termo Plus a antidekubitní matraci	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Novorozenecká postýlka Mimi</li> <li>- Křeslo Komfort 04</li> </ul>
	<b>Glukometry - měřiče cukru v krvi</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf</a>	- Bezplatná výměna starých a nefunkčních glukometrů za nový typ glukometru MediSense	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informace pro pojištěnce</li> <li>- testovací proužky - úhrada VZP</li> </ul>
	<b>Postup při předepisování pomůcky na poukaz</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf</a>		- Návod pro pojištěnce

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu:

**e-shop**  
**MEDISET # CHIRONAX**  
<http://www.mediset.cz/eshop>

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line, stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.