



Sterilizátory parní

Značka: SKn 2012-01-03-30

Datum: 6.2.2012

Vypracoval: Stanislav Korbel

Tel: +420 777 126 388

Obsah:

Sterilizátory parní	1
Obsah:	1
Sterident a Sterimat	2
Sterilab®	3
Cenové katalogy ke stažení	5

Přístroje označené tlačítkem



si můžete zakoupit v našem e-shopu:

e-shop
MEDISET # CHIRONAX

www.mediset.cz/eshop

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line,
stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.



Firma Mediset - Chironax s.r.o. ujišťuje, že na výrobky uvedené v této nabídce bylo vydáno prohlášení o shodě, a že splnila ohlašovací povinnosti v souladu se zák. 123/2000 Sb. včetně souvisejících změn a doplňků.

IČO: 48200417, DIČ: CZ48200417, Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, číslo účtu 0012209493/0300,
Firma je zapsána v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 2429, datum registrace 16.12.1992.
Firma je registrována u firmy EKO-KOM, a.s., pod registračním číslem EK-F00024621

Sterident a Sterimat



Úspora času, spotřeby vody a obslužný komfort

- kompaktní rozměry a malá hmotnost
- optimální užitečný výkon
- systém rychlého vyvíjení páry
- programy s frakčním předvakuem a vícefázovým sušením s časy sterilizačních expozic od 4 do 60 minut
- řada sterilizačních programů pro možnost volby v závislosti na druhu sterilizovaného materiálu
- tři speciální testovací programy
- možnost časově zpožděného zapnutí a spuštění programu přístroje
- po skončení cyklu automaticky 1 hod. temperovaná komora
- „Stand-by“ při 85 °C – automatická přehřívací fáze, udržuje teplotu sterilizační komory na 85 °C po dobu 1 hodiny po zapnutí přístroje a skončení cyklu

Bezpečnostní vybavení

- dvouprocesorový kontrolní systém sterilizace
- mechanickoelektrický systém blokování dveří s mikrospínači
- v případě přerušení programu automatický přechod do bezpečného stavu
- výstražná chybová hlášení řízená mikroprocesorem
- antibakteriální filtr bezpečně zajišťuje kvalitu zavzdušnění komory po fázi sušení při podtlaku
- bezpečnostní zajištění pojistnými ventily proti překročení max. pracovního přetlaku
- bezpečnostní zajištění tepelnou pojistkou proti nedovolenému přetopení elektrického ohřevu pláště sterilizační komory
- bezpečnostní zajištění tepelnou pojistkou proti nedovolenému provozu vyvíječe páry bez vody



Technické parametry

Objem komory – celkový/využitelný:
Rozměry využitelného prostoru – průměr/hloubka:
Vnější rozměry přístroje – šířka x výška x hloubka:
Hmotnost přístroje:
Provozní napětí/frekvence:
Přípojovací zásuvka/pojistky:
Střední akustický výkon:
Spotř. vody na steriliz. cyklus:
Vyvíječ páry – vodivost demi-vody:
Příkon:

STERIDENT®	STERIMAT®
15/10,5 l	20/15,5 l
238,5 x 310 mm	238,5 x 430 mm
465 x 425 x 600 mm	465 x 425 x 725 mm
56 kg	66 kg
	230 V/50Hz
	1P/N/PE/AC/16 A
	< 65 dB (A)
	0,3 – 1 l (dle vsázky)
	max. 15 µS/cm
	2,6 kVA

Sterilab[®]



Parní sterilizátor STERILAB[®]

s objemem komory 25 litrů, s gravitačním odvodušněním komory (bez vývěvy) představuje zcela novou generaci malých parních sterilizátorů určených pro laboratoře.

Přístroj je určen ke sterilizaci roztoků v otevřených a uzavřených lahvích, nebalených pevných neporézních předmětů z kovu a skla, pro sterilizaci a tepelnou přípravu laboratorních hmot – agarů, roztoků apod. Standardním vybavením přístroje je pohyblivé čidlo PT 100, volitelně je možné přístroj vybavit nuceným chlazením roztoků po sterilizaci. Široké programové vybavení s možností individuálních programových úprav umožňuje jeho široké uplatnění. Konstruktivní řešení se třemi patenty a design chráněný průmyslovým vzorem (patentovaný systém regulace generace páry, patentovaný systém unikátního hardware, patentovaná sdružená funkce čerpadla). Díky svým malým rozměrům, velké sterilizační komoře, špičkové kvalitě a mnohostrannému použití je přístroj STERILAB[®] vhodný k použití na všech pracovištích kde je požadována špičková kvalita, rychlost, spolehlivost a nejvyšší bezpečnost sterilizace.



Technické parametry

Objem komory: celkový/ využitelný 25/20 l

Rozměry využitelného prostoru: průměr x hloubka 269/440 mm

Vnější rozměry přístroje: šířka x výška x hloubka 502 x 472 x 750 mm

Hmotnost: 77 kg

Provozní napětí/frekvence: 230 V, 50/60 Hz

Připojovací zásuvka/ pojistky: 1P/N/PE/AC/ 16 A

Střední akustický výkon: < 65 dB (A)

Spotř. Vody na sterilizační cyklus: 0,5 - 2 l (dle vsázky)

Vyvíječ páry - vodivost demi-vody: max 15 nS/cm

Příkon: 2,6 kVA

Další technické parametry budou poskytnuty na vyžádání.

Změny konstrukce a provedení vyhrazeny







Základní technické informace

- objem komory: **25 litrů**
- rozsah teploty: od 100 °C do 134 °C
- vlastní samostatný plnohodnotný vyvíječ páry
- gravitační odvodušnění komory
- flexibilní čidlo PT 100 pro sterilizaci roztoků
- chlazení komory pro efektivní sterilizaci roztoků
- dvouprocesorové řízení (Master-Slave)
- dotyková obrazovka pro komfortní ovládání
- široká nabídka programů
- systém čip karet nabízející neomezené programové vybavení
- oddělený systém řízení a registrace cyklů
- autonomní provedení nebo napájení demineralizovanou vodou z úpravny vody pevně připojené na vodovodní řád
- oddělené zásobníky destilované a použité vody
- umožňuje zkoušky a validace podle EN ISO 17665-1:06



Sterilizační programy

- **P1 Roztoky** - samovolné chladnutí 121 - 121 °C/20 min, sterili zace roztoků v otevřených a uzavřených lahvích*, pohyblivé teplotní čidlo PT 100.
- **P2 Agary** - dochlazování 121 - 121 °C/20 min, sterilizace roztoků a agarů v otevřených lahvích, po skončení řízení dochlazování automaticky 1 hodinu temperovaná sterilizační komora na teplotě 55 – 60 °C, řízené dochlazování, pohyblivé teplotní čidlo PT 100
- **P3 Arnold 102** - 102 °C/30 min, sterilizace roztoků a agarů v otevřených lahvích*, sterilizace volně proudící párou, pohyblivé teplotní čidlo PT 100, samovolné chladnutí.
- **P4 Teplotní cyklus 100/121/60** - 121 °C/20 min, rozvaření a sterilizace agarů v otevřených lahvích 30 min při absolutním tlaku 120 kPa a 20 min na teplotě sterilizace 121 °C, po skončení řízení dochlazování automaticky 1 hodinu temperovaná sterilizační komora na teplotě 55 – 60 °C, řízené dochlazování, pohyblivé teplotní čidlo PT 100.
- **P5 Nebalené nástroje 134** - 134 °C/10min, sterilizace nebalených pevných neporézních předmětů, řízené dochlazování, nevyužívá se pohyblivé teplotní čidlo PT 100.
- **P6 Dekontaminace 134** - 134 °C/60 min, dekontaminační program pro nebalené pevné neporézní předměty a pro roztoky, řízené dochlazování, nevyužívá se teplotní čidlo PT 100.
- **P7, P8, P9, P10 Special** - modifikovaný program P1, P2, P4, P6
- **Změna parametrů rozsahu** sterilizační expozice: čas 1 – 60 min, teplota 103 – 104 °C.
- **P11 Servis** - servisní program s užitečnými funkcemi a službami, pro snadnou kontrolu a údržbu.

Kat. číslo	Název předmětu	Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH	
	Sterilizátory parní				
2602.0051	Sterident® - parní sterilizátor - objem 15 litrů Je určen ke sterilizaci baleného pevného kompaktního, dutého a porézního materiálu ve zdravotnických zařízeních. Umožňuje i rychlou sterilizaci nebalených nástrojů určených k okamžitému použití. Je určen pro použití v lékařských a stomatologických praxích, v nemocnicích a všeobecně ve všech oborech, kde se provádí chirurgické zákroky.		180.300,00 Kč	14%	205.542,00 Kč
2602.0052	Sterimat® - parní sterilizátor - objem 20 litrů Je určen ke sterilizaci baleného pevného kompaktního, dutého a porézního materiálu ve zdravotnických zařízeních. Umožňuje i rychlou sterilizaci nebalených nástrojů určených k okamžitému použití. Je určen pro použití v lékařských a stomatologických praxích, v nemocnicích a všeobecně ve všech oborech, kde se provádí chirurgické zákroky.		189.400,00 Kč	14%	215.916,00 Kč
2602.0053	Sterimat® Plus - parní sterilizátor - objem 25 litrů Je určen ke sterilizaci baleného pevného kompaktního, dutého a porézního materiálu ve zdravotnických zařízeních. Umožňuje i rychlou sterilizaci nebalených nástrojů určených k okamžitému použití. Je určen pro použití v lékařských a stomatologických praxích, v nemocnicích a všeobecně ve všech oborech, kde se provádí chirurgické zákroky. Sterilizátor lze přizpůsobit ke sterilizaci roztoků v otevřených láhvích, čímž se jeho použití rozšiřuje i na laboratoře.		193.700,00 Kč	14%	220.818,00 Kč
2602.0054	Sterilab® - parní sterilizátor - objem 25 litrů Parní sterilizátor je určen ke sterilizaci roztoků v otevřených láhvích, nebalených pevných neporézních předmětů z kovu, skla, popř. dalších materiálů snášejících podmínky sterilizace sytou parou, dále je určen také k tepelné přípravě laboratorních hmot (agarů, roztoků, apod). Pokud jsou roztoky podrobovány sterilizaci s následným samovolným ochlazením a jako nádoby pro roztoky jsou použity reagenční láhve značky SIMAX odpovídající ISO 4796 opatřené PP - uzávěrem se závitem GL45 a vylévacím kroužkem, lze tyto roztoky sterilizovat v těchto uzavřených láhvích.		148.700,00 Kč	20%	178.440,00 Kč

Součástí dodávky není instalace, zaškolení a doprava z výroby.

Termín dodání: cca 2 - 6 týdnů od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy

Doprava: Cena dopravy u menších přístrojů z výrobního závodu je cca 2.000 Kč bez DPH

Platební podmínky: Ceny jsou kalkulovány pro platbu v hotovosti, předplatbou bankovním převodem nebo na dobírku.

Předání zboží: osobní odběr nebo je možné zaslat pomocí dopravců  **EPPL®**, **TOPTRANS**

Geník dopravy: http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf

Záruční podmínky: 24 měsíců, na vybrané modely tonometrů Omron 36 měsíců

Záruční i pozáruční servis zajišťuje: servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích

Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované.

Kontroly a BTK: Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti, na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) dle zákona 123/2000 Sb.

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu www.mediset.cz/eshop.

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu objednavky@mediset.cz

Platnost nabídky: 60 dnů nebo do vydání nového ceníku.























Leasing: možnost leasingu od pořizovací ceny 40.000,00 Kč.













Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách <http://www.mediset.cz/download/>




Cenové katalogy ke stažení

Produkty

 Katalog Ambu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf	- Anesteziologické a resuscitační přístroje a pomůcky - Ambuvak - Ruční křísící přístroj - AmbuMatic - automatický resuscitační přístroj - Kardiopumpa pro vnější srdeční masáž - Ambu odsávačky - Twin pumpa - Dýchací ochranné roušky - Life Key	- Resuscitační masky Res-Cue - Obličejové masky - Laryngeální masky - PEEP ventil - Krční fixační límce - PerFit Ace - Intubační treňažer - Ekg elektrody Blue Sensor	- Figuríny a treňažery - Uniman a Multiman, - Baby manekýn, Ambuman, - Defibrilační treňažer - Tréninkové systémy - Cardiac Care Trainer, - I.V. treňažer
 Anesteziologie http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf	- Nebulizátory	- Anesteziologické hadice	- Anesteziologické přístroje
 Antidekubitní matrace a Pomůcky pro hygienu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Antidekubitni_matrace.pdf	- Matrace antidekubitní - Pasivní antidekubitní podložky	- Pomůcky pro přesun pacienta	Pomůcky pro hygienu - Koupací vana nafukovací - Bazének na mytí hlavy nafukovací
 Defibrilátory nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Defibrilátor MEDUCORE Easy	- Defibrilátory Primedic™	
 Desinfektoři Meiko nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Čističí a desinfekční automat MEIKO	- Meiko Top Topic 2	- Meiko TopLine
 Diagnostické přístroje - otoskopy http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Diagnosticke_pristroje.pdf	- Otoskopy		
 EKG nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Třikanálové - Šestikanálové	- Dvanáctikanálové	- Spirometrie - Monitory
 Germicidní a baktericidní svítidla a zářiče http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf	- Germicidní zářiče - obýčejné prostředí - Germicidní zářiče - vlhké prostředí - Germicidní zářiče uzavřené s ventilátorem	- Germicidní trubice - Germicidní trubice - netřítivá	- Spínací digitální hodiny - Důležité informace k používání germicidních lamp
 Glukometry - měřiče cukru v krvi http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	- Glukometr MediSense - Testovací proužky - Lancetky (jehličky)		- Bezplatná výměna glukometru
 Resuscitační soupravy pro první pomoc - Helper http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Helper.pdf			
 Infúzní pumpy - lineární dávkovače http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy.pdf	Infúzní pumpa - Alaris Asena GW - nástupce infúzní pumpy IVAC	Lineární dávkovače - Alaris Asena GH PLUS	
 Infúzní stojany http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_stojany.pdf	- Infúzní stojan pojízdný - Infúzní stojan pevný	- Infúzní stojan - nasazovací do držáku hrazdy - Infúzní stojan teleskopický	
 Inhalátory http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Inhalatory.pdf	- Ultrazvukové - Kompresorové		
 Míče na cvičení, molitanové míčky, masážní míčky - ježci http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mice_cviceni.pdf	- Míč na cvičení - Masážní míčky (ježci)	- Masážní molitanové míčky - Hustilka	
 Motodlahy Artromot http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Motodlahy.pdf	- Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha kolenního kloubu - Motodlaha ramenního kloubu	- Aktivní bezmotorová dlahy kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha loketního kloubu	- Motodlaha hlezenního kloubu - Motodlaha prstů včetně palce - Motodlaha zápěstí
 Odsávačky ambulanti http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_ambulantni.pdf	- Ambulantní odsávačky přenosné - Ambulantní odsávačky akumulátorové		
 Odsávačky chirurgické Medela http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf	- Medela Basic 30 - Medela Dominant 50	- Medela Clario - Medela Vario	- MedelaVak - jednorázový odsávací vak - Odsávací láhve a víčka
 Oxymetry pulzní http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf	- Oxymetry stolní Nonin - Oxymetry přenosné Nonin	- Oxymetry prstové Nonin - Prstový oxymetr Heal Force®	- Oxymetry MedAir - Kapnometr MedAir
 Postele a lůžka http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Postele_a_luzka.pdf	- Polohovací postele mechanické, - Polohovací postele elektrické, - Polohovací postele dětské,	- Polohovací nemocniční lůžka - Noční stoly - dřevěné, kovové, - Matrace - Polštáře a příkrývky	- Dětské, kojenecké a novorozenecké postýlky - Křesla odpočinková a pro kardiaky - Jídelní stoly
 Redukční ventily http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf	- Redukční ventily - Průtokoměry a zvlhčovače, - Kyslíková terapie,	- Regulátory podtlaku (odsávačky) - Kyslíkové masky a brýle - Hadice medicijní tlakové,	- Rychlospojky, nástavce, - Koncentrátor kyslíku
 Rehabilitační přístroje + Vodoléčba - vany nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Elektroléčebné přístroje - Terapeutické ultrazvuky - Terapeutické lasery - Vakuová jednotka	- Hydrocolon - Parafínová lážeň - Skotské stříky	- Celotělové masážní vany - Vany pro masáž horních končetin - Vířivá vana pro dolní končetiny - Porodnická vana
 Solné čističí přístroje http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Solne_cisticky.pdf	- Domácí solné jeskyně - Léčba pomocí soli z Karpatkých solných dolů		- Salin Plus - Salin S2

	Sterilizátory horkovzdušné a teplotní technika http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Sterilizátor Stericell - Sterilizátor Titanox - Sterilizátor Panacea 	- Laboratorní inkubátory, termostaty	<ul style="list-style-type: none"> - Ecozell - Incucell - Verticell - Durocell 	<ul style="list-style-type: none"> - Friocell - Vacucell - Climacell - Co2cell
	Sterilizátory parní http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_parni.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Sterident - Sterimat - Sterilab 	- Unisteri		
	Stolky, vozíky, zástěny, schůdky, židličky http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Schůdky jednostupňové, dvoustupňové - Zástěny jednodílné, dvoudílné, trojdílné - Vozíky a stolky víceúčelové, 	<ul style="list-style-type: none"> - Židličky - Vozíky na sběr špinavého prádla - Vozíky pro ležící pacienty 	<ul style="list-style-type: none"> - Křesla přepravní - Vozík na zeměřelé 	
	Stoly operační Ramed nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Univerzální operační stoly	<ul style="list-style-type: none"> - S výměnnou pracovní deskou - S plovoucí deskou 		
	Stoly rehabilitační a masážní Jordan http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitační stoly - Masážní stoly - Masážní gymnastické lůžko - Stoly elektrické - Stoly hydraulické 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyšetřovací terapeutická lehátka - Trakční stůl - Osteopatické lehátko - Vojtův stůl 	<ul style="list-style-type: none"> - Transfúzní křesla - Gynekologické stoly - Vertikalizační stůl - Skládací stůl - Skládací přenosné masážní židle 	
	Světloléčba - Biolampa polarizační http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svetlolecba-Biolampa.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Biolampa polarizační - Léčba světlem 			
	Svítilna vyšetřovací http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svitidla.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Svítilna operační Martin - Svítilna vyšetřovací Martin (ceny pouze na vyžádání konkrétního modelu) 	<ul style="list-style-type: none"> - Svítilna vyšetřovací LHH - Čelní operační a vyšetřovací diodová svítilna 		
	Systém intraoperačního ohřevu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Vyhřívací podušky pro pacienty - Bair Hugger 			
	Toaletní program http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Toaletni_program.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Pomůcky do vany - sedačky do vany, - sedačky do sprchy, 	<ul style="list-style-type: none"> - Chodítka, - Vanový zvedák Aqua Joy 	<ul style="list-style-type: none"> - Klozetová křesla a nástavce, - Toaletní křesla, - zkracovače 	
	Tonometry, fonendoskopy, teploměry, tens, tukoměry, krokoměry http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Tonometry.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Tlakoměry, měřiče tlaku - Digitální měřiče krevního tlaku a pulsu pro lékaře i pro domácí použití - Beztlučkové tonometry - Hodínkové - anerooidní tonometry 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonendoskopy - Porodnické stetoskopy - Tukoměry, - digitální váhy s měřením tuku 	<ul style="list-style-type: none"> - Teploměry bezkontaktní - Teploměry, - TENS přístroje, - Krokoměry 	
	Váhy Seca http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Lékařské váhy kojenecké - Digitální váhy - Mechanické váhy 	<ul style="list-style-type: none"> - Lékařské váhy sloupkové - Výškoměry - Měřítka 	<ul style="list-style-type: none"> - Sedačkové váhy - Postelové váhy 	
	Záchraný systém http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Vakuové fixační dlahy - Vakuové matrace - Transportní vyprošťovací plachty - Transportní dělitelná nosítka 	<ul style="list-style-type: none"> - Zádová vyprošťovací dlahy - Závěsný vak pod helikoptéru - Zdravotnická nosítka - Vaky pro zeměřelé - Lehká deka 	<ul style="list-style-type: none"> - Pohotovostní a záchranné rucksaky - Kufry a tašky na obzavový materiál - Lékařské kufry - Záchraná fólie - Fixační dlahy s možností extenze 	

Služby

	Náklady na expedici, ceník dopravy zboží http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf	 	
	Pronájem lůžek Linet http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-pronajem_luzek.pdf	- Lůžko Termo Plus a antidekubitní matrací	<ul style="list-style-type: none"> - Novorozenecká postýlka Mimi - Křeslo Komfort 04
	Glukometry - měřiče cukru v krvi http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	- Bezplatná výměna starých a nefunkčních glukometrů za nový typ glukometru MediSense	<ul style="list-style-type: none"> - informace pro pojištěnce - testovací proužky - úhrada VZP
	Postup při předepisování pomůcky na poukaz http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf		- Návod pro pojištěnce

Přístroje označené tlačítkem



si můžete zakoupit v našem e-shopu:

e-shop
MEDISET # CHIRONAX

<http://www.mediset.cz/eshop>

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line, stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.