



Schůdky, zástěny, vozíky a služby, židličky

Značka: SKn 2012-01-03-35

Datum: 3.1.2012

Vypracoval: Stanislav Korbel

Tel: +420 777 126 388

Obsah:

Schůdky, zástěny, vozíky a služby, židličky	1
Obsah:	1
Schůdky	2
Zástěny	4
Vozíky a stolky - délka 70 cm	5
Vozíky a stolky - délka 90 cm	7
Vozíky na sběr špinavého prádla	9
Vozíky pro ležící pacienty	10
Nosítka	11
Křesla přepravní	12
Křeslo toaletní	13
Vozík na zemřelé	14
Židličky	15
Cenové katalogy ke stažení	19

Přístroje označené tlačítkem



si můžete zakoupit v našem e-shopu:

e-shop
MEDISET # CHIRONAX

www.mediset.cz/eshop

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line,
stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.



Firma Mediset - Chironax s.r.o. ujišťuje, že na výrobky uvedené v této nabídce bylo vydáno prohlášení o shodě, a že splnila ohlašovací povinnosti v souladu se zák. 123/2000 Sb. včetně souvisejících změn a doplňků.

IČO: 48200417, DIČ: CZ48200417, Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, číslo účtu 0012209493/0300,
Firma je zapsána v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 2429, datum registrace 16.12.1992.
Firma je registrována u firmy EKO-KOM, a.s., pod registračním číslem EK-F00024621

Schůdky



3101.010
Schůdek jednostupňový hranatý



3101.020
Schůdek jednostupňový zaoblený



3102.010
Schůdek dvoustupňový hranatý



3102.020
Schůdek dvoustupňový zaoblený

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3101.010	<i>Schůdek jednostupňový hranatý</i>	690,00 Kč	20%	828,00 Kč
3101.020	<i>Schůdek jednostupňový zaoblený</i>	790,00 Kč	20%	948,00 Kč
3102.010	<i>Schůdek dvoustupňový hranatý</i>	1.100,00 Kč	20%	1.320,00 Kč
3102.020	<i>Schůdek dvoustupňový zaoblený</i>	1.300,00 Kč	20%	1.560,00 Kč



3102.021
Schůdky dvojestupňové zaoblené se zábradlím



3103.010
Schůdky trojstupňové hranaté



3103.020
Schůdky trojstupňové zaoblené



3103.091
Schůdkový můstek se 3 stupni, horní plošinou a postranními madly



3103.092
Schůdkový můstek rohový s 4 x 6 stupni, plošinou a postranními madly

3102.021	<i>Schůdky dvojestupňové zaoblené se zábradlím</i>	1.900,00 Kč	20%	2.280,00 Kč
3103.010	<i>Schůdky trojstupňové hranaté</i>	1.400,00 Kč	20%	1.680,00 Kč
3103.020	<i>Schůdky trojstupňové zaoblené</i>	1.600,00 Kč	20%	1.920,00 Kč
3103.091	<i>Schůdkový můstek se 3 stupni, horní plošinou a postranními madly</i>	12.000,00 Kč	20%	14.400,00 Kč
3103.092	<i>Schůdkový můstek rohový s 4 x 6 stupni, plošinou a postranními madly</i>	14.670,00 Kč	20%	17.604,00 Kč
3101.099	<i>Protiskluzový povrch – cena za 1 stupeň schůdku</i>	300,00 Kč	20%	360,00 Kč



Schůdek jednostupňový Reha

Schůdek je vyroben z ocelových trubek, protiskluzové gumy a gumových návleků proti smyku na mokřém povrchu. Rám schůdku je povrchově upraven práškovým lakem. Nosnost schůdku je 120 Kg.

Hloubka 240 mm,
šířka 460 mm,
výška 245 mm,
hmotnost 3 kg.



Schůdek dvoustupňový Reha

Schůdek je vyroben z ocelových trubek, protiskluzové gumy a gumových návleků proti smyku na mokřém povrchu. Rám schůdku je povrchově upraven práškovým lakem. Nosnost schůdku je 120 Kg.

Hloubka 460 mm,
šířka 460 mm,
výška 455 mm,
hmotnost 7 kg.

Doplňky Reha				
2716.0001	Schůdek jednostupňový Reha	484,00 Kč	20%	580,80 Kč
2716.0002	Schůdek dvoustupňový Reha	969,00 Kč	20%	1.162,80 Kč



Schůdek dvoustupňový s madlem

- celokovová konstrukce
- gumové návleky nohou proti skluzu
- gumová nášlapná plocha
- opěrné madlo se stabilizačními nožičkami
- výška stupňů 24 cm a 45 cm
- nosnost: 120 kg
- hmotnost: 9 kg

2716.0016	Schůdek dvoustupňový s madlem	1.231,00 Kč	20%	1.477,20 Kč
-----------	--------------------------------------	-------------	-----	-------------

Zástěny



Kat. číslo 2716.0003
Zástěna Reha jednodílná s látkovou výplní

- pojízdná
- snadno odjímatelná látková výplň
- možnost volby barvy látkové výplně
- lakováno práškovými vypalovanými laky
- hmotnost 5 kg

Zástěna je vyrobena z ocelových trubek. Rám jednodílné zástěny je povrchově upraven práškovým lakem, vlastní výplň je látková. Zástěna je dodávána s pevnými nohami nebo s brzděnými plastovými kolečky.

Délka 900 mm,
šířka 510 mm,
výška 1850 mm,
hmotnost 6 kg.



Kat. číslo 2716.0013
Zástěna Reha jednodílná s plastovou výplní

- pojízdná
- plastová výplň
- lakováno práškovými vypalovanými laky
- hmotnost 8 kg

Zástěna je vyrobena z ocelových trubek. Rám jednodílné zástěny je povrchově upraven práškovým lakem, vlastní výplň je plastová. Zástěna je dodávána s pevnými nohami nebo s brzděnými plastovými kolečky.

Délka 900 mm,
šířka 550 mm,
výška 1850 mm,
hmotnost 8 kg.

2716.0003	Zástěna Reha ZV1L jednodílná s látkovou výplní - š. 90 cm, výška 185 cm	1.723,00 Kč	20%	2.067,60 Kč
2716.0013	Zástěna Reha ZV1P jednodílná s plastovou výplní - š. 90 cm, výška 185 cm	2.418,00 Kč	20%	2.901,60 Kč



Kat. číslo 2716.0005
Zástěna Reha dvoudílná s látkovou výplní

- kovová lakovaná konstrukce
- kolečka o průměru 50 mm, brzditelná
- dvě pole s látkovou výplní
- látkové výplně vyjímatelné, pratelné
- šířka pole 70 cm
- možnost volby barvy látkové výplně
- možnost volby barevného odstínu konstrukce
- možnost volby plastové výplně zástěny
- možnost nerezového provedení

Š x H x V (rozložené): 2x70 x 51 x 185 cm
Hmotnost: 10 kg



Kat. číslo 2716.0015
Zástěna Reha dvoudílná s látkovou výplní

- kovová lakovaná konstrukce
- kolečka o průměru 50 mm, brzditelná
- dvě pole s plastovou výplní
- plastové výplně omyvatelné, vyjímatelné
- šířka pole 70 cm
- možnost volby barevného odstínu konstrukce

Š x H x V (rozložené): 2x70 x 51 x 185 cm
Hmotnost: 17 kg

2716.0005	Zástěna Reha ZV2L dvoudílná s látkovou výplní	3.198,00 Kč	20%	3.837,60 Kč
2716.0015	Zástěna Reha ZV2P dvoudílná s plastovou výplní	4.537,00 Kč	20%	5.444,40 Kč



Kat. číslo 2716.0004
Zástěna Reha trojdílná s látkovou výplní

- pojízdná
- velmi skladná
- snadno odjímatelné látkové výplně
- možnost volby barvy látkové výplně
- lakováno práškovými vypalovanými laky

Zástěna je vyrobena z ocelových trubek. Rám třídílné zástěny je povrchově upraven práškovým lakem, vlastní výplň je látková. Zástěna je dodávána s brzděnými plastovými kolečky.

Délka při složení 800 mm,
délka při rozložení 3x 700 mm,
šířka 510 mm,
výška 1850 mm,
hmotnost 14 kg.



Kat. číslo 2716.0014
Zástěna Reha trojdílná s plastovou výplní

- pojízdná velmi skladná
- lakováno práškovými vypalovanými laky

Zástěna je vyrobena z ocelových trubek. Rám třídílné zástěny je povrchově upraven práškovým lakem, vlastní výplň je plastová. Zástěna je dodávána s brzděnými plastovými kolečky.

Délka při složení 750 mm,
délka při rozložení 3x 700 mm,
šířka 550 mm,
výška 1850 mm,
hmotnost 26 kg.

2716.0004	Zástěna Reha ZV3L třídílná s látkovou výplní	4.441,00 Kč	20%	5.329,20 Kč
2716.0014	Zástěna Reha ZV3P třídílná s plastovou výplní	6.365,00 Kč	20%	7.638,00 Kč
Volitelné příslušenství				
2716.0016	Náhradní látková výplň pro zástěny Reha ZV	199,00 Kč	20%	239,00 Kč
2716.0017	Náhradní plastová výplň pro zástěny Reha ZV	510,00 Kč	20%	612,00 Kč

Vozíky a stolky - délka 70 cm

Kat. číslo 2725.7123
Víceúčelový vozík 7123



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
jedna police
tři zásuvky o výšce 100 mm s plastovou vložkou
tři zásuvky o výšce 200 mm s plastovou vložkou
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje pět zásuvek a jednu polici. V každé zásuvce je umístěna plastová vložka. Pracovní deska je plechová.

Délka 700 mm, šířka 500 mm, výška 960 mm, hmotnost 42 kg, nosnost 50 kg.

Kat. číslo 2725.7200
Víceúčelový vozík 7200



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
dvě police - na přání i v provedení chrom či nerez
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Na přání zákazníka lze vyrobit police v provedení chrom nebo nerez. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje dvě police. Ve standardním provedení jsou pracovní desky plechové.

Délka 700 mm, šířka 500 mm, výška 960 mm, hmotnost 16 kg, nosnost 50 kg.

2725.7123	Víceúčelový vozík 7123	10.357,00 Kč	20%	12.428,40 Kč
2725.7200	Víceúčelový vozík 7200	3.972,00 Kč	20%	4.766,40 Kč
2725.7123C	Víceúčelový vozík 7123 - celonerezové provedení	19.127,00 Kč	20%	22.952,40 Kč
2725.7200C	Víceúčelový vozík 7200 - celonerezové provedení	6.973,00 Kč	20%	8.367,60 Kč

Kat. číslo 2725.7201
Víceúčelový vozík 7201



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
dvě police
zásuvka o výšce 100 mm s plastovou vložkou
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje jednu zásuvku a dvě police. V zásuvce je umístěna plastová vložka. Pracovní deska je plechová.

Délka 700 mm, šířka 500 mm, výška 960 mm, hmotnost 24 kg, maximální nosnost 50 kg.

Kat. číslo 2725.7202
Víceúčelový vozík 7202



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
dvě police
dvě zásuvky o výšce 100 mm s plastovou vložkou
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje dvě zásuvky a dvě police. V každé zásuvce je umístěna plastová vložka. Pracovní deska je plechová.

Délka 700 mm, šířka 500 mm, výška 960 mm, hmotnost 28 kg, maximální nosnost 50 kg.

2725.7201	Víceúčelový vozík 7201	5.234,00 Kč	20%	6.280,80 Kč
2725.7202	Víceúčelový vozík 7202	6.532,00 Kč	20%	7.838,40 Kč
2725.7201C	Víceúčelový vozík 7201 - celonerezové provedení	12.014,00 Kč	20%	14.416,80 Kč
2725.7202C	Víceúčelový vozík 7202 - celonerezové provedení	13.321,00 Kč	20%	15.985,20 Kč

Kat. číslo 2725.7210
Víceúčelový vozík 7210



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
dvě police
zásuvka o výšce 100 mm s plastovou
vločkou
lakováno práškovými vypalovanými la-
ky

Vozík je vyroben z ocelových trubek
a plechů s povrchem z práškového la-
ku. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými ko-
lečky o průměru 80 mm, z nichž dvě
jsou brzděná. Vozík obsahuje jednu zá-
suvku a dvě police. V zásuvce je umís-
těna plastová vložka. Pracovní deska je
plechová.

Délka 700 mm, šířka 500 mm, výška
960 mm, hmotnost 24 kg, maximální
nosnost 50 kg.

Kat. číslo 2725.7211
Víceúčelový vozík 7211



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
dvě police
zásuvka o výšce 200 mm s plastovou
vločkou
zásuvka o výšce 100 mm s plastovou
vločkou
lakováno práškovými vypalovanými la-
ky

Vozík je vyroben z ocelových tru-
bek a plechů s povrchem z práškového
laku. Vozík je opatřen čtyřmi otoč-
nými kolečky o průměru 80 mm, z
nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahu-
je dvě zásuvky výškách 100 a 200 mm
a dvě police. V každé zásuvce je
umístěna plastová vložka. Pracovní
deska je plechová.

Délka 700 mm, šířka 500 mm, výš-
ka 960 mm, hmotnost 30 kg, maximál-
ní nosnost 50 kg.

2725.7210	Víceúčelový vozík 7210	5.691,00 Kč	20%	6.829,20 Kč
2725.7211	Víceúčelový vozík 7211	7.201,00 Kč	20%	8.641,20 Kč
2725.7210C	Víceúčelový vozík 7210 - celonerezové provedení	12.409,00 Kč	20%	14.890,80 Kč
2725.7211C	Víceúčelový vozík 7211 - celonerezové provedení	14.500,00 Kč	20%	17.400,00 Kč

Kat. číslo 2725.7300
Víceúčelový vozík 7300



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
dvě police - na přání v provedení chrom
či nerez
lakováno práškovými vypalovanými la-
ky

Vozík je vyroben z ocelových trubek
a plechů s povrchem z práškového la-
ku. Na přání zákazníka lze vyrobít poli-
ce v provedení chrom nebo nerez. Vo-
zík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o
průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brz-
děná. Vozík obsahuje dvě police. Ve
standardním provedení jsou pracovní
desky plechové.

Délka 700 mm, šířka 500 mm, výška
960 mm, hmotnost 16 kg, maximální
nosnost 50 kg.

2725.7300	Víceúčelový vozík 7300	4.106,00 Kč	20%	4.927,20 Kč
2725.7300C	Víceúčelový vozík 7300 - celonerezové provedení	8.718,00 Kč	20%	10.461,60 Kč

Vozíky a stolky - délka 90 cm

Kat. číslo 2725.9146
Víceúčelový vozík 9146



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
jedna police
šest zásuvek o výšce 100 mm s plastovou vložkou
šest zásuvek o výšce 200 mm s plastovou vložkou
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje deset zásuvek a jednu polici. V každé zásuvce je umístěna plastová vložka. Pracovní deska je plechová.

Délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 960 mm, hmotnost 76 kg, maximální nosnost 50 kg.

2725.9146	Víceúčelový vozík 9146	14.887,00 Kč	20%	17.864,40 Kč
2725.9146C	Víceúčelový vozík 9146 - celonerezové provedení	25.546,00 Kč	20%	30.655,20 Kč

Kat. číslo 2725.9200
Víceúčelový vozík 9200



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
dvě police - na přání v provedení chrom či nerez
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Na přání zákazníka lze vyrobit police v provedení chrom nebo nerez. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje dvě police. Ve standardním provedení jsou pracovní desky plechové.

Délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 960 mm, hmotnost 21 kg, maximální nosnost 50 kg.

Kat. číslo 2725.9202
Víceúčelový vozík 9202



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
dvě police
dvě zásuvky o výšce 100 mm s plastovou vložkou
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje dvě zásuvky a dvě police. V každé zásuvce je umístěna plastová vložka. Pracovní deska je plechová.

Délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 960 mm, hmotnost 31 kg, maximální nosnost 50 kg.

2725.9200	Víceúčelový vozík 9200	3.953,00 Kč	20%	4.743,60 Kč
2725.9202	Víceúčelový vozík 9202	6.578,00 Kč	20%	7.893,60 Kč
2725.9200C	Víceúčelový vozík 9200 - celonerezové provedení	9.611,00 Kč	20%	11.533,20 Kč
2725.9202C	Víceúčelový vozík 9202 - celonerezové provedení	14.089,00 Kč	20%	16.906,80 Kč

Kat. číslo 2725.9204
Víceúčelový vozík 9204



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
dvě police
čtyři zásuvky o výšce 100 mm s plastovou
vločkou
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje čtyři zásuvky a dvě police. V každé zásuvce je umístěna plastová vložka. Pracovní deska je plechová.

Délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 960 mm, hmotnost 37 kg, maximální nosnost 50 kg.

Kat. číslo 2725.9220
Víceúčelový vozík 9220



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
dvě police
dvě zásuvky o výšce 200 mm s plastovou
vločkou
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje dvě zásuvky a dvě police. V každé zásuvce je umístěna plastová vložka. Pracovní deska je plechová.

Délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 960 mm, hmotnost 35 kg, maximální nosnost 50 kg.

2725.9204	Víceúčelový vozík 9204	8.874,00 Kč	20%	10.648,80 Kč
2725.9220	Víceúčelový vozík 9220	7.234,00 Kč	20%	8.680,80 Kč
2725.9204C	Víceúčelový vozík 9204 - celonerezové provedení	16.321,00 Kč	20%	19.585,20 Kč
2725.9220C	Víceúčelový vozík 9220 - celonerezové provedení	16.016,00 Kč	20%	19.219,20 Kč

Kat. číslo 2725.9222
Víceúčelový vozík 9222



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
dvě police
dvě zásuvky o výšce 100 mm s plastovou
vločkou
dvě zásuvky o výšce 200 mm s plastovou
vločkou, lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje čtyři zásuvky a dvě police. V každé zásuvce je umístěna plastová vložka. Pracovní deska je plechová.

Délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 960 mm, hmotnost 41 kg, maximální nosnost 50 kg.

Kat. číslo 2725.9300
Víceúčelový vozík 9300



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
tři police - na přání v provedení chrom
nebo nerez
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje tři police. Pracovní deska je plechová.

Délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 960 mm, hmotnost 28 kg, maximální nosnost 50 kg.

2725.9222	Víceúčelový vozík 9222	9.126,00 Kč	20%	10.951,20 Kč
2725.9300	Víceúčelový vozík 9300	4.685,00 Kč	20%	5.622,00 Kč
2725.9222C	Víceúčelový vozík 9222 - celonerezové provedení	18.830,00 Kč	20%	22.596,00 Kč
2725.9300C	Víceúčelový vozík 9300 - celonerezové provedení	12.100,00 Kč	20%	14.520,00 Kč
Doplňky Reha				
	Zámky pro řadu 7000 - 2 ks - stejný klíč	457,00 Kč	20%	548,40 Kč
	Zámky pro řadu 9000 - 2 ks - stejný klíč	871,00 Kč	20%	1.045,20 Kč
	Příplatek za nerezovou polici pro víceúčelové vozíky řady 7000	1.216,00 Kč	20%	1.459,20 Kč
	Příplatek za nerezovou polici pro víceúčelové vozíky řady 9000	1.509,00 Kč	20%	1.810,80 Kč
	Plastový odpadkový koš	176,00 Kč	20%	211,20 Kč
	Držák odpadkového koše	171,00 Kč	20%	205,20 Kč

Vozíky na sběr špinavého prádla

Kat. číslo 2725.0001

Vozík na sběr špinavého prádla V1 - 1 vak



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, 2 vždy brzditelná
látkový pytel s uzavírací tkanicí
odklopné víko
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Vozík je opatřen čtyřmi otočnými kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou brzděná. Vozík obsahuje čtyři zásuvky a dvě police. V každé zásuvce je umístěna plastová vložka. Pracovní deska je plechová.

Délka 900 mm,
šířka 500 mm,
výška 960 mm,
hmotnost 41 kg,
maximální nosnost 50 kg.

Kat. číslo 2725.0002

Vozík na sběr špinavého prádla V2 - 2 vaky



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, 2 vždy brzditelná
látkový pytel s uzavírací tkanicí
odklopné víko
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek s povrchem z práškového laku. Je opatřen kolečky s brzdou. Sběrné pytle jsou látkové a jsou opatřeny uzavírací tkanicí. Odklopná víka jsou plastová.

Délka 810 mm,
šířka 460 mm,
výška 1130 mm,
maximální hmotnost 18 kg.

2725.0021	Vozík na sběr špinavého prádla V1 - 1 vak	2.631,00 Kč	20%	3.157,20 Kč
2725.0022	Vozík na sběr špinavého prádla V2 - 2 vaky	3.877,00 Kč	20%	4.652,40 Kč

Kat. číslo 2725.0003

Vozík na rozvoz špinavého prádla V1P



celokovová konstrukce
kolečka o průměru 80 mm, 2 vždy brzditelná
látkový pytel s uzavírací tkanicí
odklopné víko
čtyři kovové police
lakováno práškovými vypalovanými laky

Vozík je vyroben z ocelových trubek s povrchem z práškového laku. Je opatřen kolečky s brzdou. Sběrné pytle jsou látkové a jsou opatřeny uzavírací tkanicí. Odklopné víko je plastové.

Délka 800 mm,
šířka 460 mm,
výška 1130 mm,
hmotnost 19 kg,
maximální nosnost 40 kg

2725.0023	Vozík na rozvoz špinavého prádla V1P	3.729,00 Kč	20%	4.474,80 Kč
2725.9001	- náhradní látkový vak	210,00 Kč	20%	252,00 Kč

Vozíky pro ležící pacienty



Kat. číslo 3015.0010 - **Vozík transportní s nosítky VSN 94**

Vozíky VSN se skládají ze dvou částí - podvozku a lehce snímatelných nosítek.

Nosítka:

- polohovatelný podhlavník
- pružný výplet
- rychloupínací matrace tl. 30 mm
- zdravotně nezávadný, omyvatelný povrch
- možno objednat provedení s odklopnými bočnicemi

Podvozek:

- 4 kola průměr 200 mm, z toho dvě otočná rejdovací
- plachetka na odkládání předmětů

3015.0010 	Vozík transportní s nosítky VSN 94 http://www.mediset.cz/eshop/voziky-pro-pacienty/319-vozik-transportni-s-nositky-vsn-94.html	8.535,00 Kč	14%	9.729,90 Kč
3015.0020 	Vozík transportní s nosítky VSN 94-B + bočnice http://www.mediset.cz/eshop/voziky-pro-pacienty/320-vozik-transportni-s-nositky-vsn-94-b-bocnice.html	9.455,00 Kč	14%	10.778,70 Kč



Kat. číslo 3015.0030 - **vozik transportní s nosítky VSN 93 - velká kola**

Nosítka (jako VSN 94):

- polohovatelný podhlavník
- pružný výplet
- rychloupínací matrace tl. 30 mm
- zdravotně nezávadný, omyvatelný povrch
- možno objednat provedení s odklopnými bočnicemi

Podvozek:

- 2 kola průměr 500 mm, plná obruč
- 2 kola průměr 200 mm, otočná, rejdovací
- plachetka na odkládání předmětů

3015.0040 	Vozík transportní s nosítky VSN 93 - velká kola http://www.mediset.cz/eshop/voziky-pro-pacienty/321-vozik-transportni-s-nositky-vsn-93-velka-kola.html	8.880,00 Kč	14%	10.123,20 Kč
3015.0050 	Vozík transportní s nosítky VSN 93-B - velká kola + bočnice http://www.mediset.cz/eshop/voziky-pro-pacienty/322-vozik-transportni-s-nositky-vsn-93-b-velka-kola-bocnice.html	9.800,00 Kč	14%	11.172,00 Kč



Kat. číslo 3015.0060 - **Vozík transportní s nosítky VSN 94-04**

Nosítka (jako VSN 94):

- polohovatelný podhlavník
- pružný výplet
- rychloupínací matrace tl. 30 mm
- zdravotně nezávadný, omyvatelný povrch
- možno objednat provedení s odklopnými bočnicemi

Podvozek:

- všechna 4 kola otočná, průměr 200 mm
- 2 nášlapné brzdy
- velmi dobrá manipulace v omezeném prostoru
- plachetka na odkládání předmětů

varianta s bočnicemi

3015.0060 	Vozík transportní s nosítky VSN 94-04 - bez bočnic, 4 otočná malá kola z toho 2 nášl. brzda http://www.mediset.cz/eshop/voziky-pro-pacienty/323-vozik-transportni-s-nositky-vsn-94-04-bez-bocnic.html	10.120,00 Kč	14%	11.536,80 Kč
3015.0070 	Vozík transportní s nosítky VSN 94-04-B + bočnice - 4 otočná malá kola z toho 2 nášl. brzda http://www.mediset.cz/eshop/voziky-pro-pacienty/324-vozik-transportni-s-nositky-vsn-94-04-b-bocnice.html	11.040,00 Kč	14%	12.585,60 Kč

Nosítka



Kat. číslo 3015.0080 - **Nosítka VSN - samostatná**

Nosítka

- polohovatelný podhlavník
- pružný výplet
- rychloupínací matrace tl. 30 mm
- zdravotně nezávadný, omyvatelný povrch
- možno objednat provedení s odklopnými bočnicemi

3015.0080	Nosítka VSN - samostatná http://www.mediset.cz/eshop/voziky-pro-pacienty/325-nositka-vsn-samostatna.html	3.979,00 Kč	14%	4.536,10 Kč
-----------	--	-------------	-----	-------------

Koupit

Křesla přepravní



Kat. číslo 3015.0210 - **Křeslo přepravní K 96-120**

- odklopné opěrky předloktí
- odklopné podpěry nohou
- čalouněný sedák - imitace kůže
- opěra zad uvnitř s kapsou (např. na zdravotní dokumentaci)
- přední kola průměr 300 mm, ruční brzdy
- zadní kola průměr 200 mm, rejdrovací

Dva typy:




- nosnost do 120 kg
- šířka sedáku 42 cm
- šířka vozíku 65 cm

- nosnost do 150 kg
- šířka sedáku 52 cm
- šířka vozíku 75 cm



Kat. číslo 3015.0220 - **Křeslo přepravní K 96-05**

- zadní kola s nášlapnou brzdou
- šířka sedáku 42 cm
- šířka vozíku 65 cm

3015.0210 	Křeslo přepravní K 96-120 – nosnost do 120 kg http://www.mediset.cz/eshop/kresla-prepravni/326-kreslo-prepravni-k-96-120.html	6.850,00 Kč	14%	7.809,00 Kč
3015.0211 	Křeslo přepravní K 96-150 – nosnost do 150 kg http://www.mediset.cz/eshop/kresla-prepravni/327-kreslo-prepravni-k-96-150.html	7.245,00 Kč	14%	8.259,30 Kč
3015.0220 	Křeslo přepravní K 96-05 - zadní kola s nášlapnou brzdou http://www.mediset.cz/eshop/kresla-prepravni/328-kreslo-prepravni-k-96-05.html	7.981,00 Kč	14%	9.098,30 Kč





Kat. číslo 3015.0240 - **Křeslo přepravní K 96 - VK** - nosnost do 100 kg
Kat. číslo 3015.0250 - **Křeslo přepravní K 96 - VK** - nosnost do 150 kg

- přední kola průměr 500 mm, plná obruč
- ruční brzda na předních kolech
- odklopné opěrky předloktí
- odklopné podpěry nohou
- čalouněný sedák - imitace kůže
- opěra zad uvnitř s kapsou (např. na zdravotní dokumentaci)
- zadní kola průměr 200 mm, rejdrovací

Dva typy:

- nosnost do 100 kg
- šířka sedáku 42 cm
- šířka vozíku 65 cm

- nosnost do 150 kg
- šířka sedáku 52 cm
- šířka vozíku 75 cm

3015.0240 	Křeslo přepravní K 96 - VK - nosnost do 100 kg http://www.mediset.cz/eshop/kresla-prepravni/329-kreslo-prepravni-k-96-vk-nosnost-do-100-kg.html	7.820,00 Kč	14%	8.914,80 Kč
3015.0250 	Křeslo přepravní K 96 - VK - nosnost do 150 kg http://www.mediset.cz/eshop/kresla-prepravni/330-kreslo-prepravni-k-96-vk-nosnost-do-150-kg.html	8.027,00 Kč	14%	9.150,80 Kč

Křeslo toaletní



Kat. číslo 3015.0230 - **Křeslo toaletní pojízdné KK 96**

- toaletní sedák krytý polštářem
- vyjímatelná toaletní nádoba
- odklopné opěrky předloktí
- odklopné podpěry nohou
- čalouněný sedák - imitace kůže
- opěra zad uvnitř s kapsou (např. na zdravotní dokumentaci)
- přední kola průměr 300 mm, ruční brzdy
- zadní kola průměr 200 mm, rejdrovací

- šířka sedáku 42 cm
- šířka vozíku 65 cm

3015.0230	Křeslo toaletní pojízdné KK 96	7.935,00 Kč	14%	9.045,90 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/kresla-prepravni/331-kreslo-toaletni-pojzdne-kk-96.html			

Vozík na zemřelé



Kat. číslo 3015.0260 - **Vozík na zemřelé s krytem VSNP 95**

- Vozíky na zemřelé se skládají ze tří částí - podvozek, nosítka, kryt.

Nosítka:

- ve tvaru vany
- pozinkový plech
- povrchová úprava práškovými plasty
- odklopný kryt
- nosítka lze objednat i v nerezovém provedení

Podvozek:

- 4 kola průměr 200 mm, z toho dvě otočná rejdovací



Kat. číslo 3015.0270 - **Vozík na zemřelé s krytem VSNP 95 VK**

Podvozek:

- 2 kola průměr 500 mm, plná obruč
- 2 kola průměr 200 mm, otočná, rejdovací

3015.0260 	Vozík na zemřelé s krytem VSNP 95 http://www.mediset.cz/eshop/vozik-na-zemrele/332-vozik-na-zemrele-s-krytem-vsnp-95.html	12.100,00 Kč	14%	13.794,00 Kč
3015.0270 	Vozík na zemřelé s krytem VSNP 95 VK - velká kola http://www.mediset.cz/eshop/vozik-na-zemrele/333-vozik-na-zemrele-s-krytem-vsnp-95-vk-velka-kola.html	12.443,00 Kč	14%	14.185,00 Kč

Židličky



3010.001
Pevná stolička



3010.002
Pevná stolička



3010.004
Z 302



3010.005
Stolička BOBÍK

3010.001	Pevná stolička - čtvercové sedátko; 30 x 30 cm; čalouněné	900,00 Kč	20%	1.080,00 Kč
3010.002	Pevná stolička - v barvách RAL; kulaté sedátko dřevěné nebo čalouněné	900,00 Kč	20%	1.080,00 Kč
3010.004	Z 302 - nastavitelná stolička se třemi rameny; nastavení výšky 45 - 60 cm; kruhové sedátko čalouněné; v barvách RAL	1.450,00 Kč	20%	1.740,00 Kč
3010.005	Bobík - nastavitelná stolička, podstavec s pěti rameny na kolečkách, polstrované kruhové sedátko o průměru 33 cm	1.950,00 Kč	20%	2.340,00 Kč




3010.006
Z 361



3010.007
Stolička kyvadlová ROCKY WELL



3010.008
Masážní stolička - rybí tvar



3010.010
Stolička otočná

3010.006	Z 361 - nastavitelná stolička; chromovaný podstavec a opěrka; pneumatické nastavení výšky 48 - 70 cm; kolečka pr. 70 mm	3.900,00 Kč	20%	4.680,00 Kč
3010.007	Stolička kyvadlová ROCKY WELL - volnost pohybu 360°; čalouněný sedlový sedák; buk přírodní; kostra stříbrná perlová	4.400,00 Kč	20%	5.280,00 Kč
3010.008	Masážní stolička - rybí tvar , pneumatické nastavení výšky 50-62 cm, polstrované sedátko	5.000,00 Kč	20%	6.000,00 Kč
3010.010	Stolička otočná - podstavec pětiramenný na kolečkách; polstrované kruhové sedátko	1.950,00 Kč	20%	2.340,00 Kč



3010.013
Miss 4 s područkami



3010.014
Miss 4



3010.015
Lady 1



3010.016
Miss 3

3010.013	Miss 4 s područkami - pneumatické nastavení výšky 42-55 cm, vhodná k pracovnímu stolu	3.300,00 Kč	20%	3.960,00 Kč
3010.014	Miss 4 - pneumatické nastavení výšky 42-55 cm, vhodná k pracovnímu stolu	2.900,00 Kč	20%	3.480,00 Kč
3010.015	Lady 1 - pneumatické nastavení výšky 42-55 cm, vhodná pro práci v polosedu - polostoji	4.500,00 Kč	20%	5.400,00 Kč
3010.016	Miss 3 - židle - polokřeslo, polstrované sedátko a záďová opěrka	2.400,00 Kč	20%	2.880,00 Kč



3010.018
Stolička kyvadlová



3010.020
Stolička otočná s oporou noh



3010.021
Taburet kruhový



3010.023
Stolička otočná s oporou noh

3010.018	Stolička kyvadlová - volnost pohybu 360°; buk; kostra stříbrná perlová	3.800,00 Kč	20%	4.560,00 Kč
3010.020	Stolička otočná s oporou noh - kostra černá; světle šedá RAL; kříž hliníkový; opora noh chrom	3.900,00 Kč	20%	4.680,00 Kč
3010.021	Taburet kruhový - vřetenové nastavení výšky; otočný; rám bílý	2.150,00 Kč	20%	2.580,00 Kč
3010.023	Stolička otočná s oporou noh - píst chrom; kostra bílá; chrom	4.130,00 Kč	20%	4.956,00 Kč



3010.024
Stolička s opěrkou otočnou kolem sedáku



3010.025
Nastavitelná stolička s 5-ti ramenným podstavcem



3010.028
Židle otočná
MULTIMATIC-SYNCHRO



3010.029
Židle šatní

3010.024	Stolička s opěrkou otočnou kolem sedáku - pro oporu zad i nohou kříž hliníkový leštěný; kostra černá; světle šedá RAL 7035	4.600,00 Kč	20%	5.520,00 Kč
3010.025	Nastavitelná stolička s 5-ti ramenným podstavcem , leštěný hliník; extra měkké polstrování	2.110,00 Kč	20%	2.532,00 Kč
3010.028	Židle otočná MULTIMATIC-SYNCHRO - výška zádové opěrky 54cm; mechanika MULTIMATIC-SYNCHROCOMFORT; kříž polyamidový; plastové díly světle šedá; podráčky	6.600,00 Kč	20%	7.920,00 Kč
3010.029	Židle šatní - kostra stříbrná perlová	3.300,00 Kč	20%	3.960,00 Kč



3010.030
ROCKY ROLL



3010.031
Pracovní židle OPEN ENTRY



3010.032
Pracovní židle OPEN ENTRY



3010.035
Křeslo otočné se vzduchovou pumpou

3010.030	ROCKY ROLL - Nastavitelná stolička se sedlovým sedákem, kostra světle šedá; kříž hliníkový leštěný	2.800,00 Kč	20%	3.360,00 Kč
3010.031	Pracovní židle OPEN ENTRY - mechanika Top Synchro; zabudované nastavení hloubky sezení a bederní páteře; vysoká záda	6.500,00 Kč	20%	7.800,00 Kč
3010.032	Pracovní židle OPEN ENTRY mechanika Top Synchro; zabudované nastavení hloubky sezení a bederní páteře; střední záda	6.500,00 Kč	20%	7.800,00 Kč
3010.035	Křeslo otočné se vzduchovou pumpou loketní opěrky; mechanika TOP-Synchro; rám chrom; čalounění koženka	16.690,00 Kč	20%	20.028,00 Kč



3010.038
Křeslo otočné vysoké



3010.042
Křeslo otočné vysoké



3010.043
Židle otočná



3010.044
Židle otočná pracovní

3010.038	Křeslo otočné vysoké - loketní opěrky; mechanika TOP-SYNCHRO, kostra světle šedá, kříž polyamid, čalounění koženka; za příplatek 500,-Kč bez DPH 20% je možno doobjednat chromový kříž	9.700,00 Kč	20%	11.640,00 Kč
3010.042	Křeslo otočné vysoké - loketní opěrky, mechanika TOP-Synchro, kostra světle šedá, kříž polyamid, čalounění kůže (2496 G 81 008); příplatek za chromový kříž 500,- Kč	12.200,00 Kč	20%	14.640,00 Kč
3010.043	Židle otočná - výška zádové opěrky 44 cm; mechanika MULTIMATIC – ERGO; rám světle šedá	5.500,00 Kč	20%	6.600,00 Kč
3010.044	Židle otočná pracovní - kříž chrom s oporou; píst chrom, zdvih 50 – 69 cm	4.400,00 Kč	20%	5.280,00 Kč



3010.046
Taburet



3011.001
Židle stohovatelná



3011.002
Židle stohovatelná



3011.003
Židle čalouněná

3010.046	Taburet - kostra stříbrná perlová	1.860,00 Kč	20%	2.232,00 Kč
3011.001	Židle stohovatelná - čalouněná; buková překližka	3.000,00 Kč	20%	3.600,00 Kč
3011.002	Židle stohovatelná - bez čalounění; buková překližka	2.300,00 Kč	20%	2.760,00 Kč
3011.003	Židle čalouněná - kostra - chrom	2.450,00 Kč	20%	2.940,00 Kč



3011.010
Židle stohovatelná



3011.011
Židle stohovatelná

3011.010	Židle stohovatelná - čalouněná, buková překližka	2.750,00 Kč	20%	3.300,00 Kč
3011.011	Židle stohovatelná - bez čalounění; buková překližka	2.190,00 Kč	20%	2.628,00 Kč



3012.001
Dětská rostoucí židle



3012.002
Dětská rostoucí židle



3012.004
FREAKY dětská rostoucí židle



3013.001
Sedací vak

3012.001	Dětská rostoucí židle - červená; vhodná 4-16 let; nosnost max. 80 kg	3.180,00 Kč	20%	3.816,00 Kč
3012.002	Dětská rostoucí židle - žlutá; vhodná 4-16 let; nosnost max. 80 kg	3.180,00 Kč	20%	3.816,00 Kč
3012.004	FREAKY dětská rostoucí židle - kostra perlová stříbrná	5.650,00 Kč	20%	6.780,00 Kč
3013.001	Sedací vak - výplň polystyrenové perly	2.310,00 Kč	20%	2.772,00 Kč

MEDISET
CHIRONAX

Termín dodání: cca 2 - 8 týdnů od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy

Doprava: Odběratelem

Platební podmínky: Na základě vzájemné dohody.

Záruční podmínky: 24 měsíců od dodání na materiál a výrobní vady (není-li uvedeno jinak)

Záruční i pozáruční servis zajišťuje: servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích
Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství
byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované.

Kontroly a BTK: Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti,
na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) dle zákona 123/2000 Sb.

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu www.mediset.cz/eshop.

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu objednavky@mediset.cz

Platnost nabídky: 60 dnů nebo do vydání nového ceníku.






















Leasing: možnost leasingu od pořizovací ceny 40.000,00 Kč.














Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách www.mediset.cz/download/





Cenové katalogy ke stažení


Produkty

	Katalog Ambu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Anesteziologické a resuscitační přístroje a pomůcky - Ambuvak - Ruční křísící přístroj - AmbuMatic - automatický resuscitační přístroj - Kardiopumpa pro vnější srdeční masáž - Ambu odsávačky - Twin pumpa - Dýchací ochranné roušky - Life Key 	<ul style="list-style-type: none"> - Resuscitační masky Res-Cue - Obličejové masky - Laryngeální masky - PEEP ventil - Krční fixační límce - PerFit Ace - Intubační trezážer - Ekg elektrody Blue Senzor 	<ul style="list-style-type: none"> - Figuríny a trezážery - Uniman a Multiman, - Baby manekýn, Ambuman, - De fibrilační trezážer - Tréninkové systémy - Cardiac Care Trainer, - I.V. trezážer
	Anesteziologie http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Nebulizátory 	<ul style="list-style-type: none"> - Anesteziologické hadice 	<ul style="list-style-type: none"> - Anesteziologické přístroje
	Antidekubitní matrace a Pomůcky pro hygienu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Antidekubitni_matrace.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Matrace antidekubitní - Pasivní antidekubitní podložky 	<ul style="list-style-type: none"> - Pomůcky pro přesun pacienta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pomůcky pro hygienu - Koupací vana nafukovací - Bazének na mytí hlavy nafukovací
	Defibrilátory nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Defibrilátor MEDUCORE Easy 	<ul style="list-style-type: none"> - Defibrilátory Primedic™ 	
	Desinfektory Meiko nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Čističí a desinfekční automat MEIKO 	<ul style="list-style-type: none"> - Meiko Top Topic 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Meiko TopLine
	Diagnostické přístroje - otoskopy http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Diagnosticke_pristroje.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Otoskopy 		
	EKG nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Tříkanálové - Šestikanálové 	<ul style="list-style-type: none"> - Dvanáctikanálové 	<ul style="list-style-type: none"> - Spirometrie - Monitor
	Germicidní a baktericidní svítidla a zářiče http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Germicidní zářiče - obecné prostředí - Germicidní zářiče - vlhké prostředí - Germicidní zářiče uzavřené s ventilátorem 	<ul style="list-style-type: none"> - Germicidní trubice - Germicidní trubice - netřítivá 	<ul style="list-style-type: none"> - Spínací digitální hodiny - Důležité informace k používání germicidních lamp
	Glukometry - měřiče cukru v krvi http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Glukometr MediSense - Testovací proužky - Lancetky (jehličky) 		<ul style="list-style-type: none"> - Bezplatná výměna glukometru
	Resuscitační soupravy pro první pomoc - Helper http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Helper.pdf			
	Infúzní pumpy - lineární dávkovače http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Infúzní pumpa - Alaris Asena GW - nástupce infúzní pumpy IVAC 	<ul style="list-style-type: none"> - Lineární dávkovače - Alaris Asena GS - Alaris Asena GH 	
	Infúzní stojany http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_stojany.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Infúzní stojan pojízdný - Infúzní stojan pevný 	<ul style="list-style-type: none"> - Infúzní stojan – nasazovací do držáku hrazdy - Infúzní stojan teleskopický 	
	Inhalátory http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Inhalatory.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Ultrazvukové - Kompresorové 		
	Míče na cvičení, molitanové míčky, masážní míčky - ježci http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mice_cvicebni.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Míč na cvičení - Masážní míčky (ježci) 	<ul style="list-style-type: none"> - Masážní molitanové míčky - Hustilka 	
	Motodlahy Artromot http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Motodlahy.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha kolenního kloubu - Motodlaha ramenního kloubu 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivní bezmotorová dlahy kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha loketního kloubu 	<ul style="list-style-type: none"> - Motodlaha hlezenního kloubu - Motodlaha prstů včetně palce - Motodlaha zápěstí
	Odsávačky ambulantní http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_ambulantni.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Ambulantní odsávačky přenosné - Ambulantní odsávačky akumulátorové 		
	Odsávačky chirurgické Medela http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Medela Basic 30 - Medela Dominant 50 	<ul style="list-style-type: none"> - Medela Clario - Medela Varío 	<ul style="list-style-type: none"> - MedelaVak - jednorázový odsávací vak - Odsávací láhve a víčka
	Oxymetry pulzní http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Oxymetry stolní Nonin - Oxymetry přenosné Nonin 	<ul style="list-style-type: none"> - Oxymetry prstové Nonin - Prstový oxymetr Heal Force® 	<ul style="list-style-type: none"> - Oxymetry MedAir - Kapnometr MedAir
	Postele a lůžka http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Postele_a_luzka.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Polohovací postele mechanické, - Polohovací postele elektrické, - Polohovací postele dětské, 	<ul style="list-style-type: none"> - Polohovací nemocniční lůžka - Noční stolky - dřevěné, kovové, - Matrace - Polštáře a příkrývky 	<ul style="list-style-type: none"> - Dětské, kojenecké a novorozenecké postýlky - Křesla odpočinková a pro kardiaky - Jídelní stolky
	Redukční ventily http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Redukční ventily - Průtokoměry a zvlhčovače, - Kyslíková terapie, 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulátory podtlaku (odsávačky) - Kyslíkové masky a brýle - Hadice medicijní tlakové, 	<ul style="list-style-type: none"> - Rychlospojky, nástavce, - Koncentrátory kyslíku
	Rehabilitační přístroje + Vodoléčba - vany nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Elektroléčebné přístroje - Terapeutické ultrazvuky - Terapeutické lasery - Vakuová jednotka 	<ul style="list-style-type: none"> - Hydrocolon - Parafinová lázeň - Skotské stříky 	<ul style="list-style-type: none"> - Celotělové masážní vany - Vany pro masáž horních končetin - Vířivá vana pro dolní končetiny - Porodnická vana

	Solné čistící přístroje http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Solne_cisticky.pdf	- Domácí solné jeskyně - Léčba pomocí solí z Karpatkých solných dolů		- Salin Plus - Salin S2
	Sterilizátory horkovzdušné a teplotní technika http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_tehnika.pdf	- Sterilizátor Stericell - Sterilizátor Titanox - Sterilizátor Panacea	- Laboratorní inkubátory, termostaty	- Ecozell - Incucell - Venticell - Durocell - Friocell - Vacucell - Climacell - Co2cell
	Sterilizátory parní http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_parni.pdf	- Sterident - Sterimat - Sterilab	- Unisteri	
	Stolky, vozíky, zástěny, schůdky, židličky http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf	- Schůdky jednostupňové, dvoustupňové - Zástěny jednodílné, dvoudílné, trojdílné - Vozíky a stolky víceúčelové,	- Židličky - Vozíky na sběr špinavého prádla - Vozíky pro ležící pacienty	- Křesla přepravní - Vozík na zeměděle
	Stoly operační Ramed nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Univerzální operační stoly - S výměnnou pracovní deskou	- S plovoucí deskou	
	Stoly rehabilitační a masážní Jordan http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf	- Rehabilitační stoly - Masážní stoly - Masážní gymnastické lůžko - Stoly elektrické - Stoly hydraulické	- Vyšetřovací terapeutická lehátka - Tračnické stůl - Osteopatické lehátko - Vojtův stůl	- Transfúzní křesla - Gynekologické stoly - Vertikalizační stůl - Skládací stůl - Skládací přenosné masážní židle
	Světloléčba - Biolampa polarizační http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svetlolecba-Biolampa.pdf	- Biolampa polarizační - Léčba světlem		
	Svítilna vyšetřovací http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svitidla.pdf	- Svítilna operační Martin - Svítilna vyšetřovací Martin (ceny pouze na vyžádání konkrétního modelu)	- Svítilna vyšetřovací LHH - Čelní operační a vyšetřovací diodová svítilna	
	Systém intraoperačního ohřevu http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf	- Vyhřívací podušky pro pacienty - Bair Hugger		
	Toaletní program http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Toaletni_program.pdf	- Pomůcky do vany - sedačky do vany, - sedačky do sprchy,	- Chodítka, - Vanový zvedák Aqua Joy	- Klozetová křesla a nástavce, - Toaletní křesla, - zkracovače
	Tonometry, fonendoskopy, teploměry, tens, tukoměry, krokoměry http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Tonometry.pdf	- Tlakoměry, měříče tlaku - Digitální měřice krevního tlaku a pulsu pro lékaře i pro domácí použití - Bezrtuťové tonometry - Hodinkové - aneroïdní tonometry	- Fonendoskopy - Porodnické stetoskopy - Tukoměry, - digitální váhy s měřením tuku	- Teploměry bezkontaktní - Teploměry, - TENS přístroje, - Krokoměry
	Váhy Seca http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf	- Lékařské váhy kojenecké - Digitální váhy - Mechanické váhy	- Lékařské váhy sloupkové - Výškoměry - Měřítka	- Sedačkové váhy - Postelové váhy
	Záchranný systém http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf	- Vakuové fixační dlahy - Vakuové matrace - Transportní vyprošťovací plachty - Transportní děliteľná nosítka	- Zářadová vyprošťovací dlahy - Závěsný vak pod helikoptéru - Zdravotnická nosítka - Vaky pro zeměřel - Lehká deka	- Pohotovostní a záchranné ruksaky - Kuřry a tašky na obzavový materiál - Lékařské kuřry - Záchranná fólie - Fixační dlahy s možností extenze

Služby

	Pronájem lůžek Linet http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-pronajem_luzek.pdf	- Lůžko Termo Plus a antidekubitní matraci	- Novorozenecká postýlka Mimi - Křeslo Komfort 04
	Glukometry - měřiče cukru v krvi http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	- Bezplatná výměna starých a nefunkčních glukometrů za nový typ glukometru MediSense	- informace pro pojištěnce - testovací proužky - úhrada VZP
	Postup při předepisování pomůcky na poukaz http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf		- Návod pro pojištěnce

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu:

e-shop
MEDISET # CHIRONAX
<http://www.mediset.cz/eshop>

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line, stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.