



Toaletní program

Značka: SKn 2009-03-13-15 Datum: 13.10.2011 Vypracoval: Stanislav Korbel Tel: 777 126 388

Obsah:

Toaletní program	1
Obsah:	1
Pomůcky do sprchy	2
Sedačky do sprchy	2
Sedačky do vany	3
Nástavce na WC.....	4
Toaletní křesla	6
Chodítka	7
Vanový zvedák Aquajoy Premier Plus.....	9



Firma Mediset - Chironax s.r.o. ujišťuje, že na výrobky uvedené v této nabídce bylo vydáno prohlášení o shodě, a že splnila ohlašovací povinnosti v souladu se zák. 123/2000 Sb. včetně souvisejících změn a doplňků.

IČO: 48200417, DIČ: CZ48200417, Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, číslo účtu 0012209493/0300,
Firma je zapsána v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 2429, datum registrace 16.12.1992.
Firma je registrována u firmy EKO-KOM, a.s., pod registračním číslem EK-F00024621

Pomůcky do sprchy



Kat. číslo ZREPRM902035 a
ZREPRM90203400
Podložka protiskluzová do vany
nebo do sprchového koutu



Kat. číslo ZREGEL70205100
Pomůcka do vany - zkracovač Ashby

Toaletní program - pomůcky do sprchy				
ZREPRM90203400	Podložka protiskluzová do vany nebo do sprchového koutu 90.2034 - 57 x 36cm	172,30 Kč	20%	206,80 Kč
ZREPRM902035SD	Podložka protiskluzová do vany 90.2035 - 70 x 40cm	188,20 Kč	20%	225,80 Kč
ZREGEL70205100	Pomůcka do vany - zkracovač Ashby - plastový, s přísavkami	967,90 Kč	10%	1.064,70 Kč

Sedačky do sprchy



Kat. číslo ZREPRM90106700
Sedačka do sprchy Alu



Kat. číslo ZREPRM901067A0
Sedačka do sprchy Alu nastavitelná výška,
hygienický výřez




Kat. číslo ZREPRM90106800
Sedačka do sprchy Alu s opěradlem



Kat. číslo ZREPRM901068A0
Sedačka do sprchy Alu s opěradlem,
nastavitelná výška, hygienický výřez

Sedačky do vany				
ZREPRM90106700	Sedačka do sprchy Alu - nastavitelná výška ▲ Kód VZP 12 / 0021876 - úhrada 1.371,00 Kč	1.246,40 Kč	10%	1.371,00 Kč
ZREPRM901067A0	Sedačka do sprchy Alu 90.1067A - nastavitelná výška, hygienický výřez ▲ Kód 12 / 0022792 VZP - úhrada 1.717,00 Kč	1.560,90 Kč	10%	1.717,00 Kč
ZREPRM90106800	Sedačka do sprchy Alu 90.1068 - s opěradlem, nastavitelná výška ▲ Kód VZP 12 / 0021877 - úhrada 1.631,00 Kč	1.482,70 Kč	10%	1.631,00 Kč
ZREPRM901068A0	Sedačka do sprchy Alu 90.1068A - s opěradlem, nastavitelná výška, hygienický výřez ▲ Kód VZP 12 / 22794 - úhrada 1.995,00 Kč	1.813,60 Kč	10%	1.995,00 Kč

Sedačky do vany



Kat. číslo ZREGEL70001000
Sedačka do vany Cosby



Kat. číslo ZREGEL70002000
Sedačka na vanu Cosby

ZREGEL70001000	Sedačka do vany Cosby – plastová, s přísavkami, protiskluzová sedací plocha, 20 cm ▲ Kód VZP 12 / 0021899 - úhrada 1.214,00 Kč	1.103,60 Kč	10%	1.214,00 Kč
ZREGEL70002000	Sedačka na vanu Cosby 70 – plastová, nastavitelná dle vany, protiskl.sedací plocha, 70 cm ▲ Kód VZP 12 / 0021902 - úhrada 1.067,00 Kč	970,00 Kč	10%	1.067,00 Kč
ZREGEL70002100	Sedačka na vanu Cosby 67 – plastová, nastavitelná dle vany, protiskl.sedací plocha, 67 cm / zkrácená ▲ Kód VZP 12 / 0021902 - úhrada 1.067,00 Kč	970,00 Kč	10%	1.067,00 Kč



Kat. číslo ZREGEL70102100
Sedačka na vanu Derby



Kat. číslo ZRERHI016101
Sedačka na vanu PROFILO s madlem

ZREGEL70102100	Sedačka na vanu Derby - plastová, nastavitelná dle vany, protiskl.sedací plocha, 71 cm ▲ Kód VZP 12 / 0021903 - úhrada 1.119,00 Kč	1.017,30 Kč	10%	1.119,00 Kč
ZRERHI016101	Sedačka na vanu PROFILO s madlem - Nabízíme v délkách 69 a 74 cm. ▲ Kód VZP 12 / 0093710 - úhrada 1.119,00 Kč	904,50 Kč	10%	995,00 Kč



Kat. číslo HVRKSSSKA
Sedačka sprchová sklopná typ A bez výřezu



Kat. číslo HVRKSSSKL
Sedačka sprchová sklopná typ B s výřezem



Kat. číslo HVRKVSZAV
Sedačka vanová závěsná



Kat. číslo ZREGEL70206000
Stupínek zvyšovací Ashby

HVRKSSSKA	Sedačka sprchová sklopná typ B A bez výřezu ▲ Kód VZP 12 / 0039983 - úhrada 1.536,00 Kč	1.396,40 Kč	10%	1.536,00 Kč
HVRKSSSKL	Sedačka sprchová sklopná typ B s výřezem ▲ Kód VZP 12 / 0039983 - úhrada 1.536,00 Kč	1.396,40 Kč	10%	1.536,00 Kč
HVRKVSZAV	Sedačka vanová závěsná - sedátko plastové, perforované, kovová konstrukce ▲ Kód VZP 12 / 0023303 - úhrada 1.364,00 Kč	1.240,00 Kč	10%	1.364,00 Kč
ZREGEL70206000	Stupínek zvyšovací Ashby - k vaně, oboustranně používání (2 výšky)	1.434,00 Kč	10%	1.577,40 Kč

Nástavce na WC



Kat. číslo ZRERHI01110100
Nástavec na WC EASYSAFE

Kat. číslo ZRERHI01111100
Nástavec na WC EASYSAFE s madly

EASYSAFE				
ZRERHI01110100	Nástavec na WC EASYSAFE 10cm ▲ Kód VZP 12 / 0063790 - úhrada 976,00 Kč	887,30 Kč	10%	976,00 Kč
ZRERHI01110200	Nástavec na WC EASYSAFE 14cm ▲ Kód VZP 12 / 0063791 - úhrada 1.097,00 Kč	997,30 Kč	10%	1.097,00 Kč
EASYSAFE s madly				
ZRERHI01111100	Nástavec na WC EASYSAFE 10cm, s madly ▲ Kód VZP 12 / 0063790 - úhrada 1.496,00 Kč	1.360,00 Kč	10%	1.496,00 Kč
ZRERHI01111200	Nástavec na WC EASYSAFE 14cm, s madly ▲ Kód VZP 12 / 0063791 - úhrada 1.587,00 Kč	1.442,70 Kč	10%	1.587,00 Kč




Kat. číslo ZRERHI01210100
Nástavec na WC APOLLO

Kat. číslo ZREGEL70203200
Nástavec na WC kovový Ashby de Luxe

Kat. číslo ZREGEL702041
Bidet k nástavci APOLLO

Kat. číslo ZRERHI01290200
Sedátko vyměkčené k nástavci WC APOLLO

WC APOLLO				
ZRERHI01210100	Nástavec na WC APOLLO 6cm ▲ Kód VZP 12 / 0063794 - úhrada 895,00 Kč	813,60 Kč	10%	895,00 Kč
ZRERHI01210200	Nástavec na WC APOLLO 10cm ▲ Kód VZP 12 / 0063795 - úhrada 895,00 Kč	813,60 Kč	10%	895,00 Kč
ZRERHI01210300	Nástavec na WC APOLLO 14cm ▲ Kód VZP 12 / 0063796 - úhrada 895,00 Kč	813,60 Kč	10%	895,00 Kč
WC APOLLO s víkem				
ZRERHI01230100	Nástavec na WC APOLLO 6cm s víkem ▲ Kód VZP 12 / 0063800 - úhrada 1.287,00 Kč	1.170,00 Kč	10%	1.287,00 Kč
ZRERHI01230200	Nástavec na WC APOLLO 10cm s víkem ▲ Kód VZP 12 / 0063801 - úhrada 1.287,00 Kč	1.170,00 Kč	10%	1.287,00 Kč
ZRERHI01230300	Nástavec na WC APOLLO 14cm s víkem ▲ Kód VZP 12 / 0063802 - úhrada 1.543,00 Kč	1.402,70 Kč	10%	1.543,00 Kč
Bidet				
ZREGEL702041	Bidet k nástavci APOLLO ▲ Kód VZP 12 / 0063806 - úhrada 295,00 Kč	268,20 Kč	10%	295,00 Kč
Sedátko				
ZRERHI01290200	Sedátko vyměkčené k nástavci WC APOLLO	633,00 Kč	10%	696,30 Kč



Kat. číslo ZREGEL70200100 až 300
Nástavec na WC Ashby Standard



Kat. číslo ZREGEL70201100 až 300
Nástavec na wc Ashby Super



Kat. číslo ZREGEL70000100
Nástavec na WC Cosby

Ashby Standard				
ZREGEL70200100	Nástavec na WC Ashby Standard - 5 cm, nasazovací ▲ Kód VZP 12 / 0021888 - úhrada 1.201,00 Kč	1.091,80 Kč	10%	1.201,00 Kč
ZREGEL70200200	Nástavec na WC Ashby Standard - 10cm, nasazovací ▲ Kód VZP 12 / 0021889 - úhrada 1.287,00 Kč	1.170,00 Kč	10%	1.287,00 Kč
ZREGEL70200300	Nástavec na WC Ashby Standard - 15 cm, nasazovací ▲ Kód VZP 12 / 0021890 - úhrada 1.549,00 Kč	1.408,20 Kč	10%	1.549,00 Kč
Ashby Super				
ZREGEL70201100	Nástavec na WC Ashby Super - 5 cm, 2 šrouby ▲ Kód VZP 21891/12 - úhrada 1.400,00 Kč	1.272,70 Kč	10%	1.400,00 Kč
ZREGEL70201200	Nástavec na WC Ashby Super - 10 cm, 2 šrouby ▲ Kód VZP 21892/12 - úhrada 1.459,00 Kč	1.326,40 Kč	10%	1.459,00 Kč
ZREGEL70201300	Nástavec na WC Ashby Super - 15 cm, 2 šrouby ▲ Kód VZP 21893/12 - úhrada 1.764,00 Kč	1.603,60 Kč	10%	1.764,00 Kč
WC Cosby				
ZREGEL70000100	Nástavec na WC Cosby - 10cm, 2 šrouby ▲ Kód VZP 12 / 21887 - úhrada 1.067,00 Kč	970,00 Kč	10%	1.067,00 Kč

Toaletní křesla



Kat. číslo 2723.0003
Toaletní křeslo LUX

Toaletní křeslo je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku. Područky, sedací a horní krycí deska jsou čalouněny koženkou, nádoba pod sedací deskou je plastová. Pro optimální nastavení výšky toaletního křesla jsou všechny nohy opatřeny výsuvnými nástavci. Plastová nádoba je lehce vyjímatelná a obě područky jsou odklopné.

Hloubka 580 mm, šířka 610 mm, výška 600 mm, hmotnost 11 kg.

Toaletní křesla				
2723.0003	Toaletní křeslo LUX - Kovová konstrukce, čalouněné jakostním materiálem, omyvatelné	3.247,00 Kč	10%	3.571,70 Kč
Volitelné příslušenství				
2723.9001	Náhradní plastová nádoba	173,00 Kč	20%	207,60 Kč



Kat. číslo HVRTVS201
Vozík toaletní TV 201



Kat. číslo HVRTZS201
Vozík toaletní TZ 201



Kat. číslo ZREPRM90106500
Klozetové křeslo pevné
- skládací 90 - 1065

Toaletní židle				
HVRTVS201	Vozík toaletní TV 201 - Pojízdný toaletní vozík, odklopné opěrky rukou a nohou, zadní kolečka s brzdou, výklopná deska, dělená zádožová opěra. ▲ Kód VZP 12 / 0022762 - úhrada 4.210,00 Kč	3.827,30 Kč	10%	4.210,00 Kč
HVRTZS201	Vozík toaletní TZ 201 - Pojízdný toaletní vozík, odklopné opěrky rukou a nohou, zadní kolečka s brzdou, výklopná deska, dělená zádožová opěra. ▲ Kód VZP 12 / 0022763 - úhrada 2.318,00 Kč	2.107,30 Kč	10%	2.318,00 Kč
ZREPRM90106500	Klozetové křeslo pevné - skládací 90 - 1065 ▲ Kód VZP 12 / 0021875 - úhrada 2.490,00 Kč	2.263,60 Kč	10%	2.490,00 Kč

Chodítka



Kat. číslo 2725.0001
Chodítka U-2B

- kolečka o průměru 75 mm
- vhodné pouze pro interiéry
- nastavitelná výška od 960 mm do 1440 mm
- nastavitelná madla
- čalouněná podpěra předloktí
- zadní kolečka brzditelná
- nosnost 130 kg

Chodítka je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku, zinkovaným nebo chromovaným. Podpůrná deska ve tvaru U je čalouněna koženkou. Spodní rám je osazen vpředu dvěma otočnými kolečky a vzadu dvěma pevně aretovanými kolečky s brzdou. Do horního svislého rámu jsou zapuštěny dvě výsuvné podpěry horní desky.

Délka 600 mm, šířka 500 mm, měnitelná výška 960 - 1440 mm, hmotnost 13 kg.

Plně hradí VZP kód - 12/11414



Kat. číslo 2725.0003
Chodítka U-2A

- kolečka o průměru 75 mm
- vhodné pouze pro interiéry
- výškově nastavitelné předloketní opěrky
- nastavitelná šířka v oblasti ramen
- nastavitelná délka předloketních opěr
- nastavitelný sklon předloketních opěr
- nastavitelná výška podpažních opěr
- maximální nosnost 130 kg

Chodítka je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku, zinkovaným nebo chromovaným. Podpažní opěrky jsou čalouněny koženkou, držadla jsou plastová a předloketní opěrky z polyuretanu. Spodní rám je osazen vpředu dvěma otočnými a vzadu dvěma pevně aretovanými kolečky. Do horního svislého rámu jsou zapuštěny výsuvné podpažní opěrky a na nich stavitelné předloketní opěrky s držadly.

Délka 600 mm, šířka 500 mm, měnitelná výška 1040 - 1520 mm, hmotnost 12 kg.

Plně hradí VZP kód - 12/22820

Chodítka				
2725.0001	Chodítka U-2B ▲ Hradí plně VZP (4.122,00 Kč) - kód VZP 12/11414, životnost 60 měsíců	3.916,00 Kč	10%	4.308,00 Kč
2725.0002	Chodítka U-2B - dětské	3.701,00 Kč	10%	4.071,10 Kč
2725.0003	Chodítka U-2A ▲ Hradí plně VZP - kód VZP 12/22820, životnost 60 měsíců	4.241,00 Kč	10%	4.665,00 Kč
2725.0004	Chodítka U-2A - dětské ▲ Hradí plně VZP - kód VZP 12/22820, životnost 60 měsíců	4.134,00 Kč	10%	4.547,00 Kč



Kat. číslo 2725.0005
Chodítka U-1

- celokovová skládací konstrukce
- kolečka o průměru 200 mm vhodná pro interiéry i exteriéry
- dvě brzdy s aretací
- sedátko pro odpočinek
- drátěný košík na drobná zavazadla
- nastavitelná výška rukojetí od 800 do 930 mm
- hmotnost 10 kg
- maximální nosnost 130 kg

Chodítka je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku. Řídítka jsou chromována. Sedačka je vyrobeno z polyuretanu, držadla řídek jsou plastová, obruče kol gumová. Řídítka jsou opatřena brzdovými pákami s aretací, která umožňuje zajistit brzdovou páku v zabrzděné poloze. Odjištění brzd se provádí dalším (silnějším) stisknutím brzdové páčky. Přední kolečka jsou otočná, zadní pevná brzděná.

Délka 900 mm, délka při složení 300 mm, šířka 580 mm, měnitelná výška 800 - 930 mm, hmotnost 10 kg.

Plně hradí VZP kód - 12/16073



Kat. číslo 2725.0006
Chodítka U-2

- kolečka o průměru 75 mm
- vhodné pouze pro interiéry
- výškově nastavitelné předloketní opěrky
- nastavitelná šířka v oblasti ramen
- nastavitelná délka předloketních opěr
- nastavitelný sklon předloketních opěr
- nastavitelná výška podpažních opěr od 1040 mm do 1520 mm
- maximální nosnost 130 kg

Chodítka je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku, zinkovaným nebo chromovaným. Podpažní opěrky jsou čalouněny koženkou, držadla jsou plastová a předloketní opěrky z polyuretanu. Spodní rám je osazen vpředu dvěma otočnými a vzadu dvěma pevně aretovanými kolečky. Do horního svislého rámu jsou zapuštěny výsuvné podpažní opěrky a na nich stavitelné předloketní opěrky s držadly.

Délka 600 mm, šířka 500 mm, hmotnost 12 kg.

Plně hradí VZP kód - 12/16074

Chodítka				
2725.0005	Chodítka U-1 ▲ Hradí plně VZP - kód VZP 12/16073, životnost 60 měsíců	3.661,00 Kč	10%	4.027,00 Kč
2725.0006	Chodítka U-2 ▲ Hradí plně VZP - kód VZP 12/16074, životnost 60 měsíců	3.386,00 Kč	10%	3.725,00 Kč
2725.0007	Chodítka U-2 D - dětské ▲ Hradí plně VZP - kód VZP 12/11415, životnost 60 měsíců	3.292,00 Kč	10%	3.621,00 Kč



Kat. číslo ZREPRM901060G
Chodítko čtyřbodové 90.1060 G
Kat. číslo ZREPRM901060RG
Chodítko čtyřbodové 90.1060 RG



Kat. číslo ZREPRM901060GW
Chodítko čtyřbodové 90.1060 GW



Kat. číslo ZREPRM90610400
Chodítko čtyřkolové 90-6104



Kat. číslo ZREPRM90106100
Chodítko Delta 90-1061 trojkolové

Chodítka				
ZREPRM901060G0	Chodítko čtyřbodové skládací - 90-1060G - nastavitelná výška, skládací ▲ Kód VZP 12 / 0019719 - úhrada 1.995,00 Kč	1.813,60 Kč	10%	1.995,00 Kč
ZREPRM901060GW	Chodítko čtyřbodové skládací s předními kolečky 90-1060GW - přední kolečka, nastavitelná výška, skládací ▲ Kód VZP 12 / 0022150 - úhrada 2.325,00 Kč	2.113,60 Kč	10%	2.325,00 Kč
ZREPRM901060RG	Chodítko čtyřbodové pro nácvik chůze - 90-1060RG - nastavitelná výška, skládací, pro nácvik chůze ▲ Kód VZP 12 / 0019720 - úhrada 2.195,00 Kč	1.995,50 Kč	10%	2.195,00 Kč
ZREPRM90610400	Chodítko čtyřkolové 90-6104 - brzdy, otočná kolečka, skládací, nastavitelná výška ▲ Kód VZP 12 / 0023856 - úhrada 2.500,00 Kč	2.272,70 Kč	10%	2.500,00 Kč
ZREPRM90106100	Chodítko Delta 90-1061 - trojkolové, nastavitelná výška, brzdy, skládací ▲ Kód VZP 12 / 0019711 - úhrada 2.500,00 Kč	2.272,70 Kč	10%	2.500,00 Kč
ZREPRM92106100	košík odkládací - příslušenství k chodítku Delta 90.1061	426,70 Kč	10%	469,40 Kč
ZREPRM92106200	taška odkládací - příslušenství k chodítku Delta 90.1061	592,40 Kč	10%	651,60 Kč



Kat. číslo ZREPRM90610300
Chodítko dvoukolové



Kat. číslo ZREPRM90103900
Kozíčka duralová opěrná



Kat. číslo ZREPRM90301100
Šlapadlo rehabilitační pedálové

ZREPRM90610300	Chodítko dvoukolové 90.6103 - nastavitelná výška, skládací ▲ Kód VZP 12 / 0019714 - úhrada 2.778,00 Kč	2.525,50 Kč	10%	2.778,00 Kč
ZREPRM90103900	Kozíčka duralová opěrná - dvě madla různé výšky, nastavitelná výška, skládací ▲ Kód VZP 12 / 0019715 - úhrada 955,00 Kč	868,20 Kč	10%	955,00 Kč
ZREPRM90301100	Šlapadlo rehabilitační pedálové	1.159,60 Kč	10%	1.275,60 Kč

Vanový zvedák AquaJoy Premier Plus



Kat. číslo ZREAJO10001000
Kat. číslo ZREAJO10001000P
- **Vanový zvedák AquaJoy**

Vanový zvedák AquaJoy je vysoce kvalitní vanový zvedák, který je možné použít na standardní typ van. Zvedák je ovládán odlehčeným, vodotěsným ovladačem s integrovanou baterií. Zvedák AquaJoy Premier Plus Vám poskytne nezávislost při koupání.



Zvedák je pro Vaše pohodlí vybaven úhlově nastavitelnou opěrou zad s možností sklopení až 49°. Ve vaně je pevně přichycen pomocí čtyř přísavek. Díky komfortnímu širokému sedadlu a možnému zatížení až do 170 kg, je zvedák AquaJoy vhodný i pro uživatele s vyšší hmotností.

Kovové části zvedáku jsou z nerezové oceli, což je zárukou vysoké stability. Široká škála nabízeného příslušenství zvyšuje možnost přizpůsobení Vaším individuálním potřebám.

Ruční ovladač je vodotěsný, vybavený tlačítky s funkcí SOFT TOUCH pro pohodlné ovládání. Ovladač je vybaven indikátorem stavu baterie a bezpečnostním systémem, který zabrání použití zvedáku v případě, že není dostatečně nabitá baterie pro bezpečné vyzvednutí osoby z vany.



Objednávkové kódy:

Volitelné doplňkové příslušenství - částečná náhrada:

abdukční klín ZREAJO10090500
kód VZP 12 / 0093522 - částečná úhrada
opěra hlavy ZREAJO10090200
kód VZP 12 / 0093520 - částečná úhrada
boční opěry ZREAJO10090300
kód VZP 12 / 0093521 - částečná úhrada
posuvný a otočný disk ZREAJO10090100
kód VZP 12 / 0093519 - částečná úhrada
pás 2bodový bederní ZREAJO10090410
pás 2bodový hrudní ZREAJO10090420



Vzory potahů



Základní parametry - AquaJoy Premier Plus

- Délka sedadla: 580mm
- Šířka sedadla s prodlužujícími postranními opěrkami: 686mm
- Šířka sedadla se sklopenými postranními opěrkami: 390mm
- Výška sedačky v nejnižší pozici: 90mm
- Výška sedačky v nejvyšší pozici: 465mm
- Výška zad: 600mm
- Šířka zad: 340mm
- Nosnost 170kg
- Celková hmotnost bez baterie: 13,64 kg
- Hmotnost sedadla: 7,70kg

- Váha postranních opěrek 0,94kg
- Váha zádové opěry 5kg
- Baterie ručního ovladače 13,2V 1300mAh
- Váha baterie ručního ovladače 670g
- Doba trvání jízdy nahoru a dolů (při zatížení 80kg): nahoru 50s, dolů 35s
- Operační napětí 13,2V DC
- Maximální spotřeba 5,9A
- Jmenovitý příkon 13,2V DC
- Hluk motoru bez zatížení přibližně 50dB (podle DIN 3746)

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Vanové zvedáky			
ZREAJO10001000	Vanový zvedák AQUA JOY bez potahů ▲ Hradí plně VZP (20.412,00 Kč) - kód 12 / 0093517	18.556,40 Kč	10%	20.412,00 Kč
ZREAJO10001000P	Vanový zvedák AQUA JOY s potahem ▲ Hradí VZP (25.490,00 Kč) - kód 12 / 0093518	23.172,70 Kč	10%	25.490,00 Kč

Termín dodání: cca 2 - 4 týdny od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy

Doprava: Odběratelem

Platební podmínky: Na základě vzájemné dohody.

Záruční podmínky: 24 měsíců od dodání na materiál a výrobní vady (není-li uvedeno jinak)

Záruční i pozáruční servis zajišťuje: servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích
Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství
byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované.

Kontroly a BTK: Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti,
na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) dle zákona 123/2000 Sb.

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu www.mediset.cz/eshop.

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu objednavky@mediset.cz

Platnost nabídky: 60 dnů nebo do vydání nového ceníku.

Leasing: možnost leasingu od pořizovací ceny 40.000,00 Kč.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách www.mediset.cz/download/