




# Vyberte si stetoskop, který vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků.

3M™ Littmann® stetoskopy nabízejí jedinečné akustické vlastnosti, stálou vysokou kvalitu a vynikající hodnotu. Téměř všechny stetoskopy Littmann používají 3M vynález laditelné technologie, který vám dává možnost slyšet rozdílnou frekvenci zvuků bez přemístění a otáčení hrudního snímače.

Zažijte sílu laditelné technologie.



**LEHKÝ KONTAKT:**  
Přiložte stranu hrudního snímače s laditelnou membránou jemným tlakem a uslyšíte zvuky o nízké frekvenci.



**PEVNÉ PŘILOŽENÍ:**  
Přitiskněte hrudní snímač silnějším tlakem a uslyšíte zvuky o vyšší frekvenci.

Lightweight		Classic				Cardiology			Electronic			
6	Ideální pro měření krevního tlaku a přesné vyšetření pacienta.	7-8	Odolný, spolehlivý klinický nástroj pro vyšetření a monitorování pacientů při frekventovaném používání.			9-10	Určen pro používání náročnými klinickými pracovníky. Vykazuje vynikající akustickou citlivost, která napomáhá k provedení podrobné diagnostické auskultace.		10+	Auskultace o vysokém výkonu. Slyšíte ještě více než potřebujete slyšet s amplifikací a potlačením zvuků z okolí a optimální propojenosti.		
Akustický výkon		Akustický výkon				Akustický výkon			Akustický výkon			
Lightweight II S.E. Stetoskop		Classic II Pediatric a Infant Stetoskop		Classic II S.E. Stetoskop	Classic III™ Stetoskop	Master Classic II™ Stetoskop	Cardiology III™ Stetoskop	Cardiology IV™ Stetoskop	Master Cardiology™ Stetoskop	Electronický Stetoskop Model 3100	Electronický Stetoskop Model 3200	
<p>Oboustranný hrudní snímač</p> <p>118 gramů</p> <p>Laditelná membrána</p> <p>Záruka 2 roky</p> <p>Hrudní snímač: 2.12" / 5.4cm</p>		<p>Jednostranný hrudní snímač</p> <p>120 gramů</p> <p>Laditelná membrána</p> <p>Záruka 2 roky</p> <p>Hrudní snímač: 1.75" / 4.4cm</p>		<p>Oboustranný hrudní snímač</p> <p>105, 95 gramů</p> <p>Záruka 3 roky</p> <p>Hrudní snímač: Pediatrický 1.31" / 3.3cm 1.0" / 2.5cm Pro děti do jednoho roku: 1.06" / 2.7cm 0.75" / 1.9cm</p>	<p>Oboustranný hrudní snímač</p> <p>135 gramů</p> <p>Laditelná membrána</p> <p>Záruka 3 roky</p> <p>Hrudní snímač: 1.75" / 4.4cm</p>	<p>Oboustranný hrudní snímač</p> <p>150 gramů</p> <p>Laditelné membrány na obou stranách hrudního snímače</p> <p>Konvertibilní otevřený zvonek</p> <p>Záruka 5 let</p> <p>Hrudní snímač: Pro dospělé 1.7" / 4.3cm Pediatrický 1.3" / 3.3cm</p>	<p>Jednostranný hrudní snímač</p> <p>160 gramů</p> <p>Laditelná membrána</p> <p>Záruka 3 roky</p> <p>Hrudní snímač: 1.75" / 4.4cm</p>	<p>Oboustranný hrudní snímač</p> <p>175, 180 gramů</p> <p>K dispozici velikosti 22" / 56cm a 27" / 69cm</p> <p>Dvě laditelné membrány</p> <p>Dvojitě stěny hadičky</p> <p>Záruka 5 let</p> <p>Hrudní snímač: Pro dospělé 1.7" / 4.3cm Pediatrický 1.3" / 3.3cm</p>	<p>Oboustranný hrudní snímač</p> <p>167, 177 gramů</p> <p>K dispozici velikosti 22" / 56cm a 27" / 69cm</p> <p>Laditelné membrány na obou stranách hrudního snímače.</p> <p>Dvojitě stěny hadičky</p> <p>Záruka 7 let</p> <p>Hrudní snímač: Pro dospělé 1.7" / 4.3cm Pediatrický 1.3" / 3.3cm</p>	<p>Jednostranný hrudní snímač</p> <p>175, 185 gramů</p> <p>K dispozici velikosti 22" / 56cm a 27" / 69cm</p> <p>Laditelná membrána</p> <p>Dvojitě stěny hadičky</p> <p>Záruka 7 let</p> <p>Hrudní snímač: 2.0" / 5.1cm</p>	<p>185 gramů</p> <p>Záruka 2 roky</p> <p>Hrudní snímač: 2" / 5.1cm</p>	<p>Bezdrátová rádiová technologie Bluetooth®</p> <p>Nahrávání a playback</p> <p>185 gramů</p> <p>Záruka 2 roky</p> <p>Hrudní snímač: 2" / 5.1cm</p>

Bluetooth® je registrovaná známka Bluetooth SIG. 3M, Littmann, (písmeno) L, Littmann logo, Master Cardiology, Cardiology III, Cardiology IV, Master Classic II, Classic III a tvar hrudního snímače stetoskopu jsou ochranné výrobní známky společnosti 3M. Prosím recyklujte. Tiskáno v ČR. © 3M 2016. Všechna práva vyhrazena.



# 3M™ Littmann® Stetoskopy – informace pro objednání a tabulka barev hadiček



		Černá	Burgundská	Námořnická modř	Lovecká zeleň	Švesková	Čokoládová	Šedá	Borovicová zeleň	Nebeská modř	Temně fialová	Malinová	Karibská modř	Oranžová	Zeleň mořské pěny	Červená	Šeříková	Královská modř	Blankytně modrá	Broskovová	Perleťově růžová	Korálová	Tmavě olivově zelená	Písková	Levandulová	Tyrkysová	Limeťkově žlutá	Limeťkově zelená	Smaragdová	Růžově růžová		
Model 3200	27 in (69 cm)	3200BK27	3200BU	3200NB				3200T																								
Model 3100	27 in (69 cm)	3100BK27	3100BU	3100NB																												
Master Cardiology™	22 in (56 cm)	2159																														
	27 in (69 cm)	2160 2175 <sup>2</sup> 2176 <sup>4</sup>	2163	2164	2165 2183 <sup>2</sup>	2167						2178											2182 <sup>4</sup>									
Cardiology IV™	22 in (56 cm)	6151																														
	27 in (69 cm)	6152	6153	6154	6155	6156					6158	6157																		6159		
Cardiology III™	22 in (56 cm)	3127																														
	27 in (69 cm)	3128 3131BE <sup>1</sup> 3128BRS <sup>2</sup> 3157SM <sup>4</sup> 3152RBW <sup>6</sup>	3129	3130	3134	3135	3137 3137CPR <sup>3</sup>	3136		3146			3148	3138			3140						3149	3166 <sup>4</sup>		3158 <sup>6</sup>	3159 <sup>4</sup>	3161 <sup>4</sup>			3163 3164 <sup>*</sup>	
Master Classic II™	27 in (69 cm)	2144L 2141 <sup>1</sup>	2146	2147	2632				2634	2633	2143																				2636 <sup>1</sup>	
Classic III™	27 in (69 cm)	5620 5803 <sup>1</sup> 5811 <sup>4</sup>	5627	5622	5624	5831	5809 <sup>3</sup>	5621		5630		5626 5806 <sup>5</sup>	5623 5807 <sup>5</sup>	5629									5633		5812 <sup>4</sup>		5832	5835	5839	5829	5840	5631 5639 <sup>*</sup>
Classic II S.E.	28 in (71 cm)	2201 2219BE <sup>1</sup>		2205							2813		2210								2822	2817										
Classic II Pediatric	28 in (71 cm)	2113		2123					2131			2122	2119 2153 <sup>5</sup>	2155		2113R		2136		2154	2115											
Classic II Infant	28 in (71 cm)	2114										2125 2157 <sup>5</sup>	2124	2179		2114R		2156		2158	2120											
Select	28 in (71 cm)	2290	2293						2305	2301	2294	2296	2291					2298	2306	2310	2292											
Lightweight II S.E.	28 in (71 cm)	2450	2451										2452		2455		2453															2456

Výukové stetoskopy (katalogová čísla 2138 a 2139) a stetoskopy pro veterináře (katalogové číslo 1392) jsou také k dispozici.



3M Česko, spol. s r. o.  
V Parku 2343/24,  
148 00 Praha 4  
Tel: +420 261 380 111  
[www.3m.cz](http://www.3m.cz)

3M Littmann, Littmann logo, (písmeno) L, Master Cardiology, Cardiology III, Master Classic II, Classic III a tvar hrudního snímače stetoskopu jsou ochranné výrobní známky společnosti 3M. V Kanadě se používají v licenci. Prosím recyklujte. Tiskáno v ČR.  
© 3M 2016. Všechna práva vyhrazena.

Barvy jsou zobrazeny přibližně. Speciální povrchová úprava hrudního snímače/lyry se dodává jen u omezeného počtu barev hadiček



1 Černá edice – černý hrudní snímač a ušní trubice.



2 Mosazná edice – mosazný hrudní snímač a ušní trubice.



3 Měděná edice – měděný hrudní snímač a ušní trubice.



4 Kouřová edice – kouřový hrudní snímač a ušní trubice.



5 Duhová edice – duhový hrudní snímač a zlaté ušní trubice.



6 Duhová edice – duhový hrudní snímač a mosazné ušní trubice.